



PHILIPS

Healthcare

Avalon CL
kombiniert hohe Mobilität
und **Sicherheit**

innovation ✦ you

Innovative Überwachung von Mutter und Kind



Keine Geburt ist wie die andere. Darum ist für Sie die Fetalüberwachung ein Eckstein in der Geburtshilfe. Dabei haben Sie immer das Wohl des ungeborenen Kindes und der Mutter im Blick.

Unsere Lösungen unterstützen Sie dabei und sorgen gleichzeitig für das Wohlbefinden aller Beteiligten.

Für eine angenehme Geburtserfahrung

Kabellose Geburtsüberwachung mit dem Philips Avalon CL sorgt für eine angenehme vorgeburtliche Situation für die werdende Mutter, ohne dass Sie dabei auf eine lückenlose und intensive Überwachung verzichten müssen. Die Patientin kann sich frei bewegen und vom Kabel befreite Aufnehmer verrutschen dabei seltener.

Gerade die Mobilität ist für Gebärende nicht nur angenehm, sondern auch medizinisch sinnvoll. Avalon CL unterstützt damit die natürliche Geburt.

Mehr Informationen auch ohne Kabel

Philips Avalon CL hilft aber nicht nur der werdenden Mutter, sondern auch dem klinischen Personal. Denn die kabellose Fetalüberwachung ermöglicht eine große Bandbreite intra- und antepartaler Überwachungsparameter.

Diese Überwachungsmöglichkeiten bietet Philips Avalon CL:

- Messung von NiBP und SpO₂
- Ultraschallaufnehmer zur Messung fetaler Herzfrequenz auch von Zwillingen und Drillingen sowie Bewegungen
- Toco+MP Aufnehmer zur Messung von Wehentätigkeit und Puls (Mutter) sowie entweder EKG (Mutter, Fetus) oder IUP
- EKG/IUP Aufnehmer zur Messung des mütterlichen EKGs, des fetalen EKGs oder des intrauterinen Drucks (IUP)



Reibungsloses Datenmanagement bis zur Dokumentation

Avalon CL ist mit den Philips Avalon Fetalmonitoren kompatibel. Die kabellosen Aufnehmer übertragen fetale und mütterliche Vitalparameter über die Basisstation. Vom Monitor können Patientendaten an unser IntelliSpace Perinatal Datenmanagementsystem übertragen werden.





Innovative Technologie macht den Unterschied

Die integrierte Philips Avalon Smart Pulse Technologie ermöglicht die Messung des mütterlichen Pulses und bietet so zusätzliche Sicherheit. Denn der mütterliche Puls wird mittels automatischer Koinzidenzprüfung fortwährend mit der fetalen Herzfrequenz verglichen. Dadurch kann die Wahrscheinlichkeit einer Verwechslung der Herzfrequenzen verringert werden – selbst bei Überwachung mehrerer fetaler Herzfrequenzen.

Die finanziellen Aspekte der Freiheit

Avalon CL kann also nicht nur die Schwangere entlasten, sondern auch Medizinern helfen. Weniger Aufwand mit dem Handling, automatische Dokumentation, bessere Überwachung und mehr Sicherheit bei der Geburtsbegleitung verbessern den Workflow und sorgen so auch für eine höhere Wirtschaftlichkeit.

Bitte füllen Sie dieses Antwortformular aus und schicken Sie es per E-Mail an indirect.channel@philips.com oder per Fax an 01805 316177*.

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung!

- Ja, ich möchte mehr wissen über Philips Avalon CL.
Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf.

Name, Vorname, Titel

Institut

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 0,42 €/Min. aus dem Mobilfunk.

