



Weniger Kontakt für mehr Komfort

Philips Respironics AP111 Nasenmaske

Wenn chronisch kranke Patienten mit akuten Atemproblemen ins Krankenhaus kommen, wünschen sie sich eine nichtinvasive Beatmungsmaske, die ebenso komfortabel wie das zu Hause verwendete Modell ist: ein nicht störendes System, mit dem die Lebensqualität während des Krankenhausaufenthalts gewahrt bleibt. Die Polster der AP111 liegen nur an der Außenseite der Nasenlöcher an, und der kleine Rahmen erlaubt es den Patienten, ohne Beeinträchtigung des Sichtfeldes zu lesen. Durch ihre Vielseitigkeit, Bewegungsfreiheit und ihren Komfort ist die AP111 eine höchst attraktive Option für langfristige oder chronische Behandlungssituationen.

Entscheidende Vorteile

- Einfaches Anlegen und Anpassen
- Vollständiges Set für schnelle Vorbereitung
- Ungehindertes Sichtfeld

PHILIPS
sense and simplicity

Philips Respironics AP111

Die Respironics AP111 kann dem Patienten mehr Komfort bieten.

- Zur einfacheren Anpassung wird jede Maske mit allen vier Polstergrößen ausgeliefert.
- Ersatz-Maskenhalterungen sind erhältlich.
- Laschen mit Velcro®-Klettverschluss ermöglichen schnelles, einfaches Entfernen und Anpassen der Maskenhalterung

Beschreibung	Stück	Teilenummer
AP111 Maske mit Maskenhalterung und Cradle-Polstern	1	1062128
AP111 Maske mit Maskenhalterung, Patientenschlauchsystem und Cradle-Polstern	1	1062130
AP111 Maske mit Maskenhalterung, Patientenschlauchsystem und Cradle-Polstern	5	1062132
AP111 Maskenhalterung	5	1062134
Schlauchführungsclip	1	1039967

*Alle vier Polstergrößen im Lieferumfang jedes Maskenrahmens enthalten

Polstergrößen

- Small (S), Medium (M), Large (L) und Large Narrow (LN).



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten. Respironics ist ein Warenzeichen von Respironics Inc. und seinen Tochtergesellschaften. Velcro ist ein eingetragenes Warenzeichen von Velcro Industries B.V.

Philips Healthcare behält sich das Recht vor, ein Produkt zu verändern und dessen Herstellung jederzeit und ohne Ankündigung einzustellen.

Philips Healthcare ist ein Bereich der Royal Philips Electronics

www.philips.com/healthcare
healthcare@philips.com
Fax: +31 40 27 64 887

Gedruckt in den Niederlanden
4522 962 57593 * SEP 2010

Philips Healthcare
Global Information Center
P.O. Box 1286
5602 BG Eindhoven
Niederlande