

PHILIPS

Astma

Tietoja **sumutinkompressoreistamme**

Philipsin lääkesumutinlaitteiden ansiosta lääke-aerosolin annostelu on nopeaa ja tehokasta niin kotikäytössä kuin kannettavissa laitteissa, mikä mahdollistaa inhalaatiohoidon käytännöllisesti katsoen missä tahansa.

Järjestelmät tuottavat yhdessä hyväksi todistetun SideStream-sumutinteknologiamme kanssa tasaisen ja laadukkaan aerosolisumun samalla tekniikalla, jota käytetään sairaaloissa kautta maailman. Näin hoito käy nopeasti ja voit luottaa siihen, että aerosolin annostelu tapahtuu asianmukaisesti.



	InnoSpire Elegance	InnoSpire Deluxe	Sami the Seal	InnoSpire Mini	Aeroneb Go
	Lyhyet 6–8 minuutin hoitoajat. Sopii jatkuvaan käyttöön sairaalassa tai kotona.	Kätevää säilytystä ja kuljetusta helpottava kahva. Sopii jatkuvaan käyttöön sairaalassa tai kotona.	Lapsiystävällinen muotoilu helpottaa hoitoa. Sisältää Tucker the Turtle -kasvomaskin ja kuljetuslaukun.	Ihanteellinen matkakumppani: kompakti koko helpottaa kuljetusta, ladattava akku riittää 90 minuutin käyttöön.	Miellyttävä värähtelevä verkkosumutin on nopea, erittäin kevyt, kannettava ja hiljainen.
Pienhiukkasfraktio (alle 5 mikrometrin hiukkasten osuus, %)	77 %	77 %	75 %	52 %	66 %
Keskimääräinen hoitoaika 2,5 ml:n annoksella	6–8 min	4 min	6–8 min	6–8 min	5 min
Sopii lapsille ja aikuisille	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Matkamalli/kannettava	Ei	Ei	Ei	Kyllä	Kyllä
Virtaliitäntä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Akkukäyttöinen	Ei	Ei	Ei	Kyllä	Kyllä
Paino	1,5 kg	2,2 kg	1,5 kg	608 g akun kanssa 420 g ilman akkua	320 g akun kanssa 60 g ilman akkua
Pakkauksen sisältö:	Uudelleenkäytettävä SideStream -sumutinsetti Aikuisten maski Lasten maski Suukappale Ilmaletku 4 varasuodatinta Kuljetuslaukku Käyttöohjeet	Uudelleenkäytettävä SideStream -sumutinsetti Aikuisten maski Lasten maski Ilmaletku Suukappale 4 varasuodatinta Käyttöohjeet	Uudelleenkäytettävä SideStream -sumutinsetti Lasten Tucker the Turtle -maski Suukappale Ilmaletku 4 varasuodatinta Kuljetuslaukku Käyttöohjeet	Hengitystä helpottava SideStream Plus -sumutinsetti Suukappale Ilmaletku 4 varasuodatinta Tasavirta-autosovitin Vaihtovirta-/tasavirtasovitin Ladattava akku Kuljetuslaukku Käyttöohjeet	Sumutin Akkupakkaus (ohjausmoduuli) Vaihtovirtasovitin/analogia-digitaalimuunnin Maskisovittimet Kuljetuslaukku Käyttöohjeet
Laitteen takuu	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä