



Accessoires et consommables de réanimation

PHILIPS

Modifications apportées à cette édition

Décembre 2012

NOUVEAU

Nouveaux produits

Accessoires pour HeartStart MRx

989803176541	Cordon d'alimentation CC à débranchement rapide pour HeartStart MRx	13
--------------	---	----

Mallettes et pochettes

989803180871	Mallette de transport complète (noire) pour défibrillateur MRx	15
--------------	--	----

Surveillance ECG à 10 dérivations (5+5) avec IntelliVue – AAMI/CEI

989803176161	Câble 5 dérivations, termin. pression, barrette de connexion, AAMI, deriv. périph., robuste (1,60 m env.)	19
989803176171	Câble 5 dérivations, termin. pression, barrette de connexion, AAMI, deriv. précord., robuste (1,20 m env.)	19
989803176181	Câble 5 dérivations, termin. pression, barrette de connexion, CEI, deriv. périph., robuste (1,60 m env.)	19
989803176191	Câble 5 dérivations, termin. pression, barrette de connexion, CEI, deriv. précord., robuste	19

Matériel de formation pour DAE

989803173221	Simulateur HS1, cantonais	51
989803173231	Simulateur HS1, chinois traditionnel	51
989803173241	Simulateur HS1, chinois simplifié	51
989803173341	Simulateur HS1, coréen	51
989803173461	Simulateur FRx, cantonais	51
989803173471	Simulateur FRx, chinois traditionnel	51
989803173481	Simulateur FRx, chinois simplifié	51
989803173561	Simulateur FRx, coréen	51

Madame, Monsieur,

Vous recherchez des accessoires et consommables médicaux de qualité pour optimiser la performance de vos dispositifs médicaux ? Alors ce catalogue est pour vous. Que votre priorité soit la qualité des soins aux patients, la fiabilité du matériel ou la réduction des coûts, vous pouvez compter sur l'aide de Philips Healthcare pour y arriver. Découvrez notre gamme complète d'accessoires et de consommables, des électrodes aux capteurs de SpO₂, pour votre domaine de soins.

À propos de ce catalogue

Avertissement lié au latex

Parmi les 600 produits actuellement commercialisés par Philips, moins de 9 % contiennent du latex de caoutchouc naturel ou du caoutchouc naturel sec, susceptible d'entrer en contact avec des parties du corps humain. Afin d'éviter tout risque de réactions allergiques dues à ces substances, les produits contenant du latex sont signalés par le symbole suivant :

LATEX

Attention : ce symbole signale un produit contenant du latex de caoutchouc naturel ou du caoutchouc naturel sec, susceptible d'entrer en contact avec des parties du corps humain, et de provoquer des réactions allergiques.

Les produits ne portant pas ce symbole ne contiennent pas, à notre connaissance, de latex de caoutchouc naturel ni de caoutchouc naturel sec. Ce symbole indique **uniquement** quelles sont les **fournitures médicales** qui contiennent du latex de caoutchouc naturel ou du caoutchouc naturel sec, et qui sont susceptibles d'entrer en contact avec le corps humain et de provoquer des réactions allergiques. Pour savoir si un **appareil médical** Philips contient du latex de caoutchouc naturel ou du caoutchouc naturel sec, référez-vous à son étiquette.

D'après les recommandations de la FDA, si un produit contenant du latex est susceptible d'entrer en contact avec le corps humain, il doit porter ce symbole. Vous devez toujours consulter l'étiquette du produit pour connaître les informations précises relatives au latex de caoutchouc naturel ou au caoutchouc naturel sec.

Marquage CE

Les produits portant ce symbole sont conformes aux directives de l'Union européenne (UE), définies par la législation des états membres, et sont disponibles à la vente dans les pays européens qui acceptent le marquage CE, avec certaines restrictions. Tous les produits portant ce marquage sont conformes à la Directive du Conseil européen 93/42/CEE du 14 juin 1993, sur le rapprochement des législations des états membres relatives aux dispositifs médicaux.

Pour pouvoir obtenir ce marquage, la qualité du produit et le système de fabrication doivent respecter certaines normes. Pour être conformes aux directives et lois européennes, les appareils doivent avoir un niveau standard de performances, de sécurité et de protection pour les utilisateurs, les patients et toutes les autres personnes.

Le symbole CE associé à certains produits de ce Guide de référence des Accessoires et consommables Philips Healthcare constitue uniquement une indication de la disponibilité de ces produits dans les pays de l'UE et non un marquage produit d'ordre juridique.

Les pays suivants acceptent les produits portant le symbole CE : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. Le symbole CE ne signifie pas nécessairement qu'un produit est commercialisé ou distribué dans tous les pays cités ci-dessus.

Il est possible que des produits non médicaux, conformes à d'autres directives ayant fait l'objet d'une harmonisation, portent également le symbole CE.

Remarque : il se peut que la licence de certains des produits identifiés dans ce catalogue ne soit pas conforme à la loi canadienne.

Fournitures consommables de réanimation

Défibrillateurs/moniteurs de réanimation cardiaque avancée

Électrodes multifonctions externes et câbles de réanimation cardiaque	7
Jeux de palettes externes et internes de défibrillation	9
Solutions de gestion des données de réanimation cardiaque avancée	11
Q-CPR	12
Accessoires pour défibrillateurs/moniteurs de réanimation	13
Batteries pour défibrillateurs/moniteurs de réanimation	14
Mallettes et pochettes	15
Capnographie	16
Câbles ECG et fils d'électrodes	18
Câbles ECG et fils d'électrodes de surveillance patient	19
Électrodes ECG	24
Papier	25
Pression invasive	26
Brassards et tubulures de pression non invasive	31
Câbles et capteurs de SpO ₂	39
Sondes de température	42

Fournitures pour DAE


Électrodes externes pour DAE	45
Accessoires et kits pour DAE	47
Solutions de gestion des données pour DAE	48
Accessoires de formation pour DAE	49
Batteries pour DAE	52
Mallettes, supports et boîtiers pour DAE	53

Défibrillateurs/moniteurs de réanimation cardiaque avancée

Électrodes multifonctions externes et câbles de réanimation cardiaque

Électrodes multifonctions

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
M3501A CE	Électrodes multifonctions pour adulte (AAMI, avec connecteur cylindrique)	10 jeux/boîte	HeartStart MRx : M3535A, M3536A ; HeartStart XL : M4735A
M3502A CE	Électrodes multifonctions pour adulte (CEI, avec connecteur cylindrique)	10 jeux/boîte	HeartStart MRx : M3535A, M3536A ; HeartStart XL : M4735A
M3503A CE	Électrodes multifonctions pour enfant/nourrisson (CEI, avec connecteur cylindrique)	5 jeux/boîte	HeartStart MRx : M3535A, M3536A ; HeartStart XL : M4735A
M3504A CE	Électrodes multifonctions pour enfant/nourrisson (AAMI, avec connecteur cylindrique)	5 jeux/boîte	HeartStart MRx : M3535A, M3536A ; HeartStart XL : M4735A
M3713A CE	Électrodes HeartStart Plus pour adulte, avec connecteur à fiche	10 jeux/boîte	HeartStart MRx : M3535A, M3536A ; HeartStart XL : M4735A
M3716A CE	Électrodes HeartStart radiotransparentes pour adulte, avec connecteur à fiche	10 jeux/boîte	HeartStart MRx : M3535A, M3536A ; HeartStart XL : M4735A
M3717A CE	Électrodes pédiatriques HeartStart Plus, avec connecteur à fiche	5 jeux/boîte	HeartStart MRx : M3535A, M3536A ; HeartStart XL : M4735A
M3718A CE	Électrodes HeartStart radiotransparentes/non irritantes pour la peau pour adulte, avec connecteur à fiche	10 jeux/boîte	HeartStart MRx : M3535A, M3536A ; HeartStart XL : M4735A
M3719A CE	Électrodes pédiatriques HeartStart radiotransparentes/non irritantes pour la peau, avec connecteur à fiche	5 jeux/boîte	HeartStart MRx : M3535A, M3536A ; HeartStart XL : M4735A
989803166021 CE	Électrode multifonction à pré-connecter pour adulte	10 jeux/boîte	HeartStart MRx : M3535A, M3536A ; HeartStart XL : M4735A
989803171271 CE	Prise de test en court-circuit	1 prise de test par paquet	Défibrillateur/moniteur HeartStart XL+ 861290



M3716A



M3717A



M3718A



989803166021

Câbles pour électrodes multifonctions externes, adaptateurs, charges de test

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
M3507A CE	Câble "mains libres" de défibrillation (avec connecteur cylindrique)	1 câble	HeartStart MRx : M3535A, M3536A ; HeartStart XL : M4735A
M3508A CE	Câble "mains libres" de défibrillation (avec connecteur à fiche)	1 câble	HeartStart MRx : M3535A, M3536A ; HeartStart XL : M4735A
05-10200 CE	Adaptateur pour électrodes multifonctions	1 adaptateur	A utiliser avec les câbles "mains libres" Philips M3507A pour connecter les défibrillateurs suivants : M3535A, M3536A, M4735A
05-10000 CE	Adaptateur pour électrodes Medtronic™	1 adaptateur	Medtronic Physio-Control LifePak 500, 9, 10c, 11, 12, 20
05-10100 CE	Adaptateur pour électrodes Zoll™	1 adaptateur	Zoll 1200, 1400, 1600 et série M
M1781A CE	Charge de test (50 Ohm) pour câble M3507A	1	HeartStart MRx : M3535A, M3536A ; HeartStart XL : M4735A
M3725A CE	Charge de test HeartStart (50 Ohm) pour câble M3507A. Peut également être utilisé avec l'adaptateur 05-10200.	1	HeartStart MRx : M3535A, M3536A ; HeartStart XL : M4735A
M4748A CE	Câble d'extension HeartStart Longueur : 10 cm	1	HeartStart XL : M4735A



M3507A



M3508A



05-10200



05-10000



05-10100

Jeux de palettes externes et internes de défibrillation

Palettes externes antérieures/antérieures

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
M3543A CE	Palettes externes pour HeartStart MRx, résistantes à l'eau, avec indicateur de contact des électrodes	1 jeu	HeartStart MRx : M3535A, M3536A
M4745A CE	Palettes externes stérilisables, sans indicateur de contact des électrodes	1 jeu	HeartStart MRx : M3535A, M3536A ; HeartStart XL : M4735A
M4746A CE	Palettes externes pour HeartStart XL, avec indicateur de contact des électrodes	1 jeu	HeartStart XL : M4735A

Jeux d'électrodes de recharge pour palettes externes

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
M1789A CE	Électrode rectangulaire de recharge	1 électrode	Jeu de palettes externes M4746A avec indicateur de contact des électrodes
M4759A	Électrode rectangulaire de recharge	1 électrode	Jeu de palettes M3543A

Électrodes de défibrillation interne réutilisables sans bouton de décharge (bouton de décharge sur le défibrillateur)

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
M1741A CE	Électrodes de défibrillation interne pour adulte : 7,5 cm, sans bouton de décharge	1 paire	HeartStart MRx : M3535A, M3536A ; HeartStart XL : M4735A
M1742A CE	Électrodes de défibrillation interne pour adulte : 6,0 cm, sans bouton de décharge		HeartStart MRx : M3535A, M3536A ; HeartStart XL : M4735A
M1743A CE	Électrodes de défibrillation interne pour enfant : 4,5 cm, sans bouton de décharge		HeartStart MRx : M3535A, M3536A ; HeartStart XL : M4735A
M1744A CE	Électrodes de défibrillation interne pour nourrisson : 2,8 cm, sans bouton de décharge		HeartStart MRx : M3535A, M3536A ; HeartStart XL : M4735A



M1741A-M1744A

Électrodes de défibrillation interne réutilisables (avec bouton de décharge, situé sur la poignée)

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
M4741A CE	Électrodes de défibrillation interne pour adulte : 7,5 cm, avec bouton de décharge	1 paire	HeartStart MRx : M3535A, M3536A ; HeartStart XL : M4735A
M4742A CE	Électrodes de défibrillation interne pour adulte : 6,0 cm, avec bouton de décharge		HeartStart MRx : M3535A, M3536A ; HeartStart XL : M4735A
M4743A CE	Électrodes de défibrillation interne pour enfant : 4,5 cm, avec bouton de décharge		HeartStart MRx : M3535A, M3536A ; HeartStart XL : M4735A
M4744A CE	Électrodes de défibrillation interne pour nourrisson : 2,8 cm, avec bouton de décharge		HeartStart MRx : M3535A, M3536A ; HeartStart XL : M4735A

Adaptateurs pour électrodes de défibrillation interne

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
M4740A CE	Adaptateur HeartStart pour électrodes de défibrillation interne sans bouton de décharge	1 adaptateur	HeartStart MRx : M3535A, M3536A ; HeartStart XL : M4735A
M4748A CE	Câble d'extension HeartStart	1 adaptateur	HeartStart XL : M4735A

Câbles de synchronisation

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
M1783A CE	Câble de synchronisation, 12 broches. Longueur : 2,5 m	1 câble	HeartStart MRx : M3535A, M3536A ; HeartStart XL : M4735A
M5526A CE	Câble de synchronisation, 12 broches. Longueur : 7,8 m	1 câble	HeartStart MRx : M3535A, M3536A ; HeartStart XL : M4735A



M4741A-M4744A



M4740A

Solutions de gestion des données de réanimation cardiaque avancée

Logiciels et cartes PC HeartStart

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
989803147711 CE	Carte PC pour HeartStart XL	1	HeartStart XL : M4735A
M3544A CE	Boîtier pour carte PC du HeartStart MRx	1	HeartStart MRx : M3535A, M3536A
989803171261 CE	Clé USB	1 clé USB par paquet	Défibrillateur/moniteur HeartStart XL+ 861290

Q-CPR

Capteur de compression et accessoires pour Q-CPR

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
M4761A CE	Capteur de compression pour Q-CPR	1 capteur	HeartStart MRx : M3535A, M3536A
M4762A CE LATEX	Adhésifs pour fixation du capteur de compression	10 adhésifs	HeartStart MRx : M3535A, M3536A
M4763A CE	Câble d'électrodes multifonctions/RCP	1 câble	HeartStart MRx : M3535A, M3536A
989803162401 CE	Module d'aide à la RCP - Q-CPR nouvelle génération	1 capteur	HeartStart MRx : M3535A, M3536A Révision logicielle F ou supérieure
989803163291 CE	Adhésifs pour fixation du module d'aide à la RCP - Q-CPR nouvelle génération	10 adhésifs	HeartStart MRx : M3535A, M3536A Révision logicielle F ou supérieure
989803158661 CE	Câble d'électrodes multifonctions/RCP - Q-CPR nouvelle génération	1 câble	HeartStart MRx : M3535A, M3536A Révision logicielle F ou supérieure



M4761A et M4762A



989803162401

Accessoires pour défibrillateurs/moniteurs de réanimation

Accessoires pour HeartStart MRx

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
453564063841	Kit de calibration de la PNI pour défibrillateur MRx	1 kit	HeartStart MRx : M3535A, M3536A
453564063851	Kit de calibration du CO ₂ fe pour défibrillateur MRx	1 kit	HeartStart MRx : M3535A, M3536A
M3537A CE	Crochet de rail de lit pour défibrillateur	1 crochet	HeartStart MRx : M3535A, M3536A
M3549A	Large crochet de rail de lit pour défibrillateur MRx	1 crochet	HeartStart MRx : M3535A, M3536A
M4737A CE	Protection pour écran du défibrillateur/moniteur HeartStart MRx	1 protection	HeartStart MRx : M3535A, M3536A
M5521A CE	Poignée verte et jeu d'étiquettes	1 poignée	HeartStart MRx : M3535A, M3536A
M5522A CE	Poignée bleue et jeu d'étiquettes	1 poignée	HeartStart MRx : M3535A, M3536A
M5523A CE	Poignée jaune et jeu d'étiquettes	1 poignée	HeartStart MRx : M3535A, M3536A
M5524A CE	Poignée rose et jeu d'étiquettes	1 poignée	HeartStart MRx : M3535A, M3536A
M5525A CE	Poignée grise et jeu d'étiquettes	1 poignée	HeartStart MRx : M3535A, M3536A
M5528A CE	Support de montage	1 support	HeartStart MRx : M3535A, M3536A
M5529A CE	Module d'alimentation CC	1	HeartStart MRx : M3535A, M3536A
989803171701 CE	Crochet de rail de lit	1 dispositif de montage sur lit/pied à roulettes par paquet	Défibrillateur/moniteur HeartStart XL+ 861290
NOUVEAU 989803176541	Cordon d'alimentation CC à débranchement rapide pour HeartStart MRx	1 jeu de câbles complet par paquet	861593, 861494, 861495, M3536A



M5521A



M5528A



M5529A

Batteries pour défibrillateurs/moniteurs de réanimation

Batteries pour défibrillateur HeartStart

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
M3516A CE	Batterie plomb-acide étanche	1 batterie	HeartStart XL : M4735A
M3538A CE	Batterie lithium-ion avec jauge de charge	1 batterie	HeartStart MRx : M3535A, M3536A
M3506A CE	Support pour chargeur-adaptateur de batterie	1 support	HeartStart MRx : défibrillateur/moniteur de réanimation cardiaque avancée M3516A
M4747A CE	Kit de chargeur de batterie pour défibrillateur HeartStart XL Comprend : une batterie M3516A, un support pour chargeur M3506A et un module d'alimentation CA M3517A	1 kit	HeartStart XL : M4735A



M3516A



M3538A

Mallettes et pochettes

Mallettes et pochettes

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
M3541A CE	Mallette de transport complète pour défibrillateur MRx (inclut 3 pochettes à accessoires, une bandoulière et un manchon)	1 mallette	HeartStart MRx : M3535A, M3536A
M4751A	Pochette à accessoires pour défibrillateur HeartStart XL	1 pochette	HeartStart XL : M4735A
989803172501 989803171281 CE	Mallette de transport noire pour MRx Sacoche de rangement pour accessoires	1 boîte = 1 mallette 1 sacoche pour accessoires de défibrillation et 1 sacoche pour fournitures de surveillance par lot	HeartStart MRx M3535A, M3536A Défibrillateur/moniteur HeartStart XL+ 861290
989803171291 CE	Sangles de fixation pour câbles	3 attaches pour câbles par paquet	Défibrillateur/moniteur HeartStart XL+ 861290
NOUVEAU 989803180871	Mallette de transport complète (noire) pour défibrillateur MRx	1 mallette de transport complète par paquet	M3536A



M3541A

Capnographie

Solution IntelliVue de surveillance du CO₂ Microstream®

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
989803177951 CE	Smart CapnoLine H O ₂ pour adulte	25 filtres Filterline	
989803177961 CE	Smart CapnoLine H O ₂ pour adulte, long	25 filtres Filterline	
989803177971 CE	Smart CapnoLine H O ₂ pour enfant	25 filtres Filterline	
989803177981 CE	Smart CapnoLine H O ₂ pour enfant, long	25 filtres Filterline	
989803178001 CE	CapnoLine H O ₂ pour nourrisson/nouveau-né	25 filtres Filterline	
989803178011 CE	CapnoLine H pour nourrisson/nouveau-né, long	25 filtres Filterline	
989803178021 CE	FilterLine nasal pour nourrisson/nouveau-né	25 filtres Filterline	
989803178031 CE	Smart CapnoLine Guard	25 filtres Filterline	
989803178041 CE	Smart CapnoLine Guard O ₂	25 filtres Filterline	
989803178051 CE	Smart CapnoLine Guard O ₂ , long	25 filtres Filterline	
989803178071 CE	Sangle avec bande auto-agrippante	25 par boîte	
989803179101 CE	Filterline nasal O ₂ pour adulte	25 filtres Filterline	
989803179111 CE	Filterline nasal O ₂ pour adulte, long	25 filtres Filterline	
989803179121 CE	Filterline nasal O ₂ pour enfant	25 filtres Filterline	
M1920A CE	Kit FilterLine, pour adulte/enfant, patient intubé	25 kits	HeartStart MRx : M3535A option A06, M3536A option A06
M1921A CE	Kit FilterLine® H, pour adulte/enfant, patient intubé (orange)	25 kits	HeartStart MRx : M3535A option A06, M3536A option A06



M1920A



M1921A

Solution Philips IntelliVue de surveillance du CO₂ Microstream® (suite)

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
M1923A CE	Kit FilterLine H, pour nourrisson/nouveau-né, patient intubé (jaune)	25 kits	HeartStart MRx : M3535A option A06, M3536A option A06
M2520A CE	Smart CapnoLine® O ₂ , pour enfant, patient non intubé, utilisation mixte	25 kits	HeartStart MRx : M3535A option A06, M3536A option A06
M2522A CE	Smart CapnoLine O ₂ Plus, pour adulte/intermédiaire, patient non intubé, utilisation mixte	25 kits	HeartStart MRx : M3535A option A06, M3536A option A06
M2524A CE	Smart CapnoLine, pour enfant, patient non intubé, utilisation monovalente	25 kits	HeartStart MRx : M3535A option A06, M3536A option A06
M2526A CE	Smart CapnoLine plus, pour adulte/intermédiaire, patient non intubé, utilisation monovalente	25 kits	HeartStart MRx : M3535A option A06, M3536A option A06



M1923A



M2520A



M2522A



M2524A



M2526A

Câbles ECG et fils d'électrodes

Câbles patient 10 dériviations et fils d'électrodes (3+7)

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
M3525A CE	Câble patient 10 dériviations pour jeux de 3 et 7 fils d'électrodes. AAMI/CEI Connecteur à 12 broches, longueur : 2,7 m	1 câble	HeartStart MRx : M3535A, M3536A
M3526A	Jeu de 3 fils, terminaison à pression, pour dériviations périphériques, AAMI	1 jeu de fils	
M3527A	Jeu de 7 fils, terminaison à pression, pour dériviations précordiales, AAMI	1 jeu de fils	
M3528A CE	Jeu de 3 fils, terminaison à pression, pour dériviations périphériques, CEI	1 jeu de fils	
M3529A CE	Jeu de 7 fils, terminaison à pression, pour dériviations précordiales, CEI	1 jeu de fils	
M5530A CE	Barrette de connexion pour jeu de 3 fils	1 jeu de fils	



M3525A

Câbles patient 10 dériviations et fils d'électrodes (5+5)

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
989803147691 CE	Câble patient 10 dériviations (5+5) AAMI/CEI Connecteur à 12 broches, longueur : 1,3 m	1 câble	HeartStart MRx : M3535A, M3536A
989803158061	Jeu de 5 fils, pour dériviations périphériques, AAMI	1 jeu de fils	HeartStart MRx : M3535A, M3536A
989803158071	Jeu de 5 fils, pour dériviations précordiales, AAMI	1 jeu de fils	HeartStart MRx : M3535A, M3536A
989803158081 CE	Jeu de 5 fils, pour dériviations périphériques, CEI	1 jeu de fils	HeartStart MRx : M3535A, M3536A
989803158091 CE	Jeu de 5 fils, pour dériviations précordiales, CEI	1 jeu de fils	HeartStart MRx : M3535A, M3536A



989803158061 et 989803158071



989803158081 et 989803158091

Câbles ECG et fils d'électrodes de surveillance patient

Surveillance ECG à 10 dérivation (5+5) avec IntelliVue – AAMI/CEI

(pour un ECG classique à 12 dérivation, utilisez un jeu de 5 fils pour dérivation périphériques et un jeu de 5 fils pour dérivation précordiales)

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
M1663A CE	Câble patient 10 dérivation (5+5) – AAMI/CEI Connecteur à 12 broches, étiquettes AAMI et CEI incluses Longueur : 2 m	1 câble	HeartStart MRx : M3535A, M3536A
M1949A CE	Câble patient 10 dérivation (5 +5) - AAMI/CEI Connecteur à 12 broches, étiquettes AAMI et CEI incluses Longueur : 2,7 m	1 câble	HeartStart MRx : M3535A, M3536A, 860338, 860335
NOUVEAU 989803176161	Câble 5 dérivation, blindé, terminaison à pression, barrette de connexion, AAMI, dérivation périphériques, robuste (1,60 m env.)	1 jeu de fils	861493, 861494, 861495, M3536A, M3535A, M3536M, M3536M1, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M6, M3536MC
NOUVEAU 989803176171	Câble 5 dérivation, blindé, terminaison à pression, barrette de connexion, AAMI, dérivation précordiales, robuste (1,20 m env.)	1 jeu de fils	861493, 861494, 861495, M3536A, M3535A, M3536M, M3536M1, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M6, M3536MC
NOUVEAU 989803176181	Câble 5 dérivation, blindé, terminaison à pression, barrette de connexion, IEC, dérivation périphériques, robuste (1,60 m env.)	1 jeu de fils	861493, 861494, 861495, M3536A, M3535A, M3536M, M3536M1, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M6, M3536MC
NOUVEAU 989803176191	Câble 5 dérivation, blindé, terminaison à pression, barrette de connexion, CEI, dérivation précordiales, robuste	1 jeu de fils	861493, 861494, 861495, M3536A, M3535A, M3536M, M3536M1, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M6, M3536MC



M1663A



M1949A

Jeux de 5 fils pour surveillance à 10 dérivations – Codage couleur AAMI

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
M1968A	USI, terminaison à pince, dérivations périphériques, AAMI	1 jeu de fils	Câble patient 10 fils M1663A ou M1949A pour défibrillateur HeartStart MRx : M3535A, M3536A, 860335, 860338
M1976A	USI, terminaison à pince, dérivations précordiales, AAMI	1 jeu de fils	
M1644A	USI, terminaison à pression, dérivations périphériques, AAMI	1 jeu de fils	
M1602A	USI, terminaison à pression, dérivations précordiales, AAMI	1 jeu de fils	
M1973A	BO, terminaison à pince, dérivations périphériques, AAMI	1 jeu de fils	
M1979A	BO, terminaison à pince, dérivations précordiales, AAMI	1 jeu de fils	
989803173131 CE	Jeu de 5 fils à usage unique pour moniteur de chevet, AAMI, forme ronde	20 jeux de fils par sachet	Défibrillateurs compatibles M3535A (défibrillateur/moniteur MRx), M3536A (défibrillateur/moniteur MRx), M4735A (HeartStart XL)



M1968A

M1976A




M1973A



M1979A

Jeux de 5 fils pour surveillance à 10 dérivations – Codage couleur CEI

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
M1971A CE	USI, terminaison à pince, dérivations périphériques, CEI	1 jeu de fils	Câble patient 10 fils M1663A ou M1949A pour défibrillateur HeartStart MRx : M3535A, M3536A, 860335, 860338
M1978A CE	USI, terminaison à pince, dérivations précordiales, CEI	1 jeu de fils	
M1645A CE	USI, terminaison à pression, dérivations périphériques, CEI	1 jeu de fils	
M1604A CE	USI, terminaison à pression, dérivations précordiales, CEI	1 jeu de fils	
M1974A CE	BO, terminaison à pince, dérivations périphériques, CEI	1 jeu de fils	
M1984A CE	BO, terminaison à pince, dérivations précordiales, CEI	1 jeu de fils	Défibrillateurs compatibles M3535A (défibrillateur/moniteur MRx), M3536A (défibrillateur/moniteur MRx), M4735A (HeartStart XL)
989803174211 CE	Jeu de 5 fils à usage unique pour surveillance au chevet, CEI, forme ronde	20 jeux de fils par sachet	



M1971A



M1978A



M1974A



M1984A

Surveillance ECG à 3 dérivations – AAMI/CEI

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
M1669A CE	Câble patient 3 dérivations – AAMI/CEI Connecteur à 12 broches, étiquettes AAMI et CEI incluses Longueur : 2,7 m	1 câble	HeartStart MRx : M3535A, M3536A ; HeartStart XL : M4735A



M1669A

Jeux de 3 fils pour surveillance à 3 dérivations - Codage couleur AAMI/CEI

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
M1671A	USI, terminaison à pince, AAMI	1 jeu de fils	Câble patient 3 dérivations M1669A, 860335, 860338
M1673A	USI, terminaison à pression, AAMI	1 jeu de fils	
M1675A	BO, terminaison à pince, AAMI	1 jeu de fils	Défibrillateurs compatibles M3535A (défibrillateur/moniteur MRx), M3536A (défibrillateur/moniteur MRx), M4735A (HeartStart XL)
989803173121 CE	Jeu de 3 fils à usage unique pour moniteur de chevet, AAMI, forme ronde	20 jeux de fils par sachet	
M1672A CE	USI, terminaison à pince, CEI	1 jeu de fils	Câble patient 3 dérivations M1669A, 860335, 860338
M1674A CE	USI, terminaison à pression, CEI	1 jeu de fils	
M1678A CE	BO, terminaison à pince, CEI	1 jeu de fils	Défibrillateurs compatibles M3535A (défibrillateur/moniteur MRx), M3536A (défibrillateur/moniteur MRx), M4735A (HeartStart XL)
989803174201 CE	Jeu de 3 fils à usage unique pour moniteur de chevet, CEI, forme ronde	20 jeux de fils par sachet	



M1671A



M1675A



M1672A



M1678A



989803174201

Surveillance à 5 dérivation – AAMI/CEI


Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
M1668A CE	Câble patient 5 dérivation – AAMI/CEI Connecteur à 12 broches, étiquettes AAMI et CEI incluses Longueur : 2,7 m	1 câble	HeartStart MRx : M3535A, M3536A ; HeartStart XL : M4735A, 860335, 860338



M1668A

Jeux de 5 fils pour surveillance à 5 dérivation - Codage couleur AAMI/CEI


Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
M1968A	USI, terminaison à pince, dérivation périphériques, AAMI	1 jeu de fils	Câble patient 5 dérivation M1668A pour HeartStart MRx : M3535A, M3536A ; 860335, 860338 HeartStart XL : M4735A
M1644A	USI, terminaison à pression, dérivation périphériques, AAMI	1 jeu de fils	
M1973A CE	BO, terminaison à pince, dérivation périphériques, AAMI	1 jeu de fils	Moniteurs de chevet compatibles M1001B, M1002A, M3000A, M3001A, M8105A (MP5), 863064 (VM6), 863065 (VM6), 863066 (VM8), 863068 (VM6) ; Défibrillateurs compatibles M3535A (défibrillateur/moniteur MRx), M3536A (défibrillateur/moniteur MRx), M4735A (HeartStart XL) 860338, 860335
989803173131 CE	Jeu de 5 fils à usage unique pour moniteur de chevet, AAMI, forme ronde	20 jeux de fils par sachet	
M1971A CE	USI, terminaison à pince, dérivation périphériques, CEI	1 jeu de fils	
M1645A CE	USI, terminaison à pression, dérivation périphériques, CEI	1 jeu de fils	
M1974A CE	BO, terminaison à pince, dérivation périphériques, CEI	1 jeu de fils	Défibrillateurs compatibles M3535A (défibrillateur/moniteur MRx), M3536A (défibrillateur/moniteur MRx), M4735A (HeartStart XL)
989803174211 CE	Jeu de 5 fils à usage unique pour surveillance au chevet, CEI, forme ronde	20 jeux de fils par sachet	



M1968A



M1644A



M1973A



M1971A



M1645A



M1974A



989803174211

Électrodes ECG

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
989803148821 CE	Électrode ECG radiotransparente à support mousse, gel solide, pour adulte de petite taille Dimensions : 36 mm x 40 mm (disponible aux États-Unis et au Japon)	30/sachet 600/boîte	HeartStart MRx : M3535A, M3536A
M2202A CE	Électrode radiotransparente à support mousse, gel solide, pour adulte Dimensions : 50 mm de diamètre	5/sachet 300/boîte	HeartStart MRx : M3535A, M3536A ; HeartStart XL : M4735A
M4606A CE	Papier pour préparation de la peau aux ECG	100 préparations	Toutes les électrodes ECG
M4612A CE	Électrode ECG à gel solide, pour adulte Forme : "goutte d'eau"	5/sachet 300/boîte	HeartStart MRx : M3535A, M3536A
M4613A CE	Électrode ECG à gel solide, pour adulte Forme : "goutte d'eau"	30/sachet 300/boîte	HeartStart MRx : M3535A, M3536A



989803148821



M2202A



M4606A



M4612A/M4613A

Papier

Papier d'enregistrement

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
989803138171 CE	Papier grande largeur pour MRx	10 rouleaux	M3535A, M3536A, M3536J option B04 (imprimante 75 mm)
989803138181 CE	Papier grande largeur pour MRx	80 rouleaux	M3535A, M3536A, M3536J option B04 (imprimante 75 mm)
40457C CE	Papier thermochimique 1 piste	10 rouleaux	M4735A, M3535A, M3536A, M3636J
40457D CE	Papier thermochimique 1 piste	80 rouleaux	M4735A, M3535A, M3536A, M3536J



989803138181



40457C

Pression invasive

Solution réutilisable de surveillance de la pression invasive Memscap®

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
CPJ84046 CE	Support de capteur de pression	1 support	Capteur CPJ840J6 pour HeartStart MRx : M3535A, M3536A, M3015A
CPJ84447 CE	Pied à perfusion pour capteur de pression	1 support	Capteur CPJ840J6 pour HeartStart MRx : M3535A, M3536A, M3015A
CPJ840J6 CE	Capteur réutilisable de pression	1 capteur	HeartStart MRx : M3535A, M3536A, M3015A
CPJ84022 CE	Dômes à usage unique	50 dômes	Capteur CPJ840J6 pour HeartStart MRx : M3535A, M3536A, M3015A
CPJ84026 CE	Kit stérile de ligne de pression	10 kits par sachet	863065, 863066, 863068, 863087, 863088, M3536M, M3002A, M8102A, M3535A, M8105AT, M8105A, M3536A, M3015A, M3015B

Kits à usage unique pour surveillance de la pression

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
M1567A CE	Kit de surveillance avec une seule ligne de pression. Comprend : capteur de pression à usage unique, dispositif pour pompe à perfusion, tube, robinets, dispositif de purge et système de flux continu.	20 kits	HeartStart MRx : M3535A, M3536A, M3015A
M1568A CE	Kit de surveillance avec double ligne de pression pour la mesure de la PVC, de la PA et pour d'autres mesures de pression vasculaire. Comprend : capteur de pression à usage unique, dispositif pour pompe à perfusion, tubulures à code couleur rouge et bleu, robinets, dispositif de purge et système de flux continu.	20 kits	HeartStart MRx : M3535A, M3536A, M3015A
M1634A CE	Câble adaptateur réutilisable pour kits M1567A et M1568A.	1 câble	HeartStart MRx : M3535A, M3536A, M3015A
M2271A	Support pour capteur de pression à usage unique. Peut accueillir jusqu'à 4 capteurs de pression. Nécessite un pied à perfusion M2272A.	1 support	M3015A
M2272A	Pied à perfusion. Permet de fixer un support M2271A et des pinces de fixation.	1 support	M3015A



CPJ84046



M1567A



M1568A

Kits de surveillance de pression avec capteur TRANSPAC® 4 à usage unique

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
989803177901 CE 0123	Capteur de pression à usage unique TransPac 4 à 1 ligne de pression de 152 cm, 1 dispositif de purge par pression 3 ml, durée de conservation : 36 mois	20 kits	M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6, M8102A, M8105A
989803177911 CE 0123	Capteur de pression à usage unique TransPac 4 à 2 lignes de pression de 183 cm, 2 dispositifs de purge par pression 3 ml, durée de conservation : 36 mois	10 kits	M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3536A, M3536M, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6, M8102A, M8105A
989803177921 CE 0123	Capteur de pression à usage unique TransPac 4, à 1 ligne de pression de 213 cm, 1 dispositif de purge par pression 3 ml, durée de conservation : 36 mois	20 kits	M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6, M8102A, M8105A
989803177931 CE 0123	Capteur de pression à usage unique TransPac 4 à 3 lignes de pression de 152 cm, 3 dispositifs de purge par pression 3 ml, durée de conservation : 36 mois	10 kits	M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M8102A, M8105A
989803177971 CE 0123	Capteur de pression à usage unique TransPac 4 à 1 ligne de pression de 183 cm, 1 dispositif de purge par pression 3 ml, durée de conservation : 36 mois	20 kits	M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6, M8102A, M8105A
989803179841 CE 0123	Capteur de pression néonatal à usage unique à 1 ligne de pression de 61 cm, 1 dispositif de purge par pression 30 ml, durée de conservation : 36 mois	20 kits	M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M8102A, M8105A
989803179851 CE 0123	Capteur de pression néonatal à usage unique à 1 ligne de pression de 31 cm, 1 dispositif de purge par pression 30 ml, durée de conservation : 36 mois	20 kits	M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M8102A, M8105A
989803179871 CE 0123	Capteur de pression néonatal à usage unique à 1 ligne de pression de 23 cm, montage sur le patient, durée de conservation : 36 mois	20 kits	M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M8102A, M8105A
989803181141 CE 0123	Capteur de pression à usage unique TransPac 4 à 1 ligne de pression, pour surveillance de la pression compartimentale, durée de conservation : 36 mois	20 kits	M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6, M8102A, M8105A

Kits de surveillance de pression avec capteur TRANSPAC® 4 à usage unique et système de prélèvement et d'épargne sanguine

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
989803179741 CE 0123	Capteur de pression à usage unique TransPac 4 à 1 ligne de pression de 213 cm, avec SAFESET™, 2 ports can., durée de conservation : 36 mois	20 kits	M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6, M8102A, M8105A
989803179751 CE 0123	Capteur de pression à usage unique TransPac 4 à 1 ligne de pression de 213 cm, avec SAFESET™, 2 ports Luer, durée de conservation : 36 mois	20 kits	M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6, M8102A, M8105A
989803179761 CE 0123	Capteur de pression à usage unique TransPac 4 à 1 ligne de pression de 152 cm, avec SAFESET™, 1 port can., durée de conservation : 36 mois	20 kits	M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6, M8102A, M8105A
989803179781 CE 0123	Capteur de pression à usage unique TransPac 4 à 1 ligne de pression de 152 cm, avec SAFESET™, 2 ports can., durée de conservation : 36 mois	20 kits	M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6, M8102A, M8105A
989803179791 CE 0123	Capteur de pression à usage unique TransPac 4 à 1 ligne de pression de 152 cm, avec SAFESET™, 2 ports Luer, durée de conservation : 36 mois	20 kits	M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6, M8102A, M8105A
989803179801 CE 0123	Capteur de pression à usage unique TransPac 4 à 2 lignes de pression de 213 cm, avec SAFESET™, 2 ports can., durée de conservation : 36 mois	10 kits	M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3536A, M3536M, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6, M8102A, M8105A
989803179811 CE 0123	Capteur de pression à usage unique TransPac 4 à 2 lignes de pression de 213 cm, avec SAFESET™, 2 ports Luer, durée de conservation : 36 mois	10 kits	M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3536A, M3536M, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6, M8102A, M8105A
989803179821 CE 0123	Capteur de pression à usage unique TransPac 4 à 3 lignes de pression de 213 cm, avec SAFESET™, 2 ports can., durée de conservation : 36 mois	10 kits	M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M8102A, M8105A
989803179831 CE 0123	Capteur de pression à usage unique TransPac 4 à 3 lignes de pression de 213 cm, avec SAFESET™, 2 ports Luer, durée de conservation : 36 mois	10 kits	M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M8102A, M8105A
989803179861 CE 0123	Capteur de pression à usage unique TransPac 4 à 1 ligne de pression de 61 cm, avec SAFESET™, montage sur le patient, durée de conservation : 36 mois	20 kits	M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M8102A, M8105A
989803179881 CE 0123	Capteur de pression néonatal à usage unique, à 1 ligne de pression de 46 cm, réservoir, 1 port Luer, durée de conservation : 36 mois	20 kits	M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M8102A, M8105A
989803181211 CE 0123	Capteur de pression à usage unique TransPac 4, à 1 ligne de pression de 152 cm, Premium, durée de conservation : 36 mois	20 kits	M1006B, M3001A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3002A, M8102A, M8105A, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6

Kits de surveillance de pression avec capteur TRANSPAC® 4 à usage unique et système de prélèvement et d'épargne sanguine (suite)

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
989803181221 CE0123	Capteur de pression à usage unique TransPac 4, à 1 ligne de pression de 183 cm, Premium, durée de conservation : 36 mois	20 kits	M1006B, M3001A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3002A, M8102A, M8105A, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6
989803181231 CE0123	Capteur de pression à usage unique TransPac 4, à 1 ligne de pression de 213 cm, Premium, durée de conservation : 36 mois	20 kits	M1006B, M3001A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3002A, M8102A, M8105A, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6
989803181241 CE0123	Capteur de pression à usage unique TransPac 4, à 2 lignes de pression de 183 cm, Premium, durée de conservation : 36 mois	10 kits	M1006B, M3001A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3002A, M8102A, M8105A, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6
989803181251 CE0123	Capteur de pression à usage unique TransPac 4, à 3 lignes de pression de 152 cm, Premium, durée de conservation : 36 mois	10 kits	M1006B, M3001A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3002A, M8102A, M8105A, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6

Système de prélèvement et d'épargne sanguine SAFESET™ à usage unique

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
989803179891 CE0123	Kit SAFESET™ avec tubulure de 213 cm, 2 ports can., durée de conservation : 36 mois	20 kits	M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6, M8102A, M8105A
989803180851 CE0123	Kit SAFESET™ avec tubulure de 152 cm, 2 ports can., durée de conservation : 36 mois	20 kits	M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6, M8102A, M8105A

Câbles et accessoires pour capteurs TRANSPAC® 4

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
989803177921 CE	Câble pour capteur de pression à usage unique, moniteurs Philips (3 m), réutilisable	1 câble	M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6, M8102A, M8105A
989803177931 CE	Support 3 positions pour capteur, réutilisable	28 supports	M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M8102A, M8105A
989803177941 CE	Support pour capteur sur pied à perfusion, réutilisable	5 supports	M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6, M8102A, M8105A
989803179901 CE	Support de montage SAFESET™, réutilisable	30 supports	M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6, M8102A, M8105A
989803179911 CE	Support pour un seul capteur, réutilisable	30 supports	M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6, M8102A, M8105A
989803179921 CE 0123	Canule à embout non biseauté avec coupole de protection SAFESET™, durée de conservation : 72 mois	50 canules	M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6, M8102A, M8105A
989803179931 CE 0123	Canule à embout non biseauté SAFESET™ avec porte-tube de prélèvement sanguin, durée de conservation : 36 mois	25 porte-tubes	M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6, M8102A, M8105A
989803179941 CE	Câble pour capteur de pression à usage unique, Philips 4,5 m, réutilisable	1 câble	M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6, M8102A, M8105A
989803179951 CE	Câble pour capteur de pression à usage unique, Philips 4,5 m, conditionnement en gros, réutilisable	20 câbles	M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6, M8102A, M8105A
989803180861 CE	Simulateur pour capteur, réutilisable	1 simulateur	M1006B, M3001A, M3002A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6, M8102A, M8105A

Brassards et tubulures de pression non invasive

Brassards traditionnels, réutilisables, à tubulure unique

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
40401A CE	Brassard pour nourrisson Largeur poche : 6 cm Longueur poche : 12 cm Circonférence du membre : 10 à 19 cm	1 brassard	HeartStart MRx : M3535A, M3536A
40401B CE	Brassard pour enfant Largeur poche : 8,9 cm Longueur poche : 18 cm Circonférence du membre : 18 à 26 cm	1 brassard	HeartStart MRx : M3535A, M3536A
40401C CE	Brassard pour adulte Largeur poche : 12,1 cm Longueur poche : 23 cm Circonférence du membre : 25 à 35 cm	1 brassard	HeartStart MRx : M3535A, M3536A
40401D CE	Brassard pour adulte, grande taille Largeur poche : 15,2 cm Longueur poche : 33 cm Circonférence du membre : 33 à 47 cm	1 brassard	HeartStart MRx : M3535A, M3536A
40401E CE	Brassard pour adulte (cuisse) Largeur poche : 17,8 cm Longueur poche : 36 cm Circonférence du membre : 46 à 66 cm	1 brassard	HeartStart MRx : M3535A, M3536A



Brassards réutilisables, confortables, à tubulure unique

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
M1572A CE	Brassard pour enfant, codage couleur : tubulure verte Largeur poche : 8 cm Longueur poche : 21,5 cm Circonférence du membre : 14 à 21,5 cm	1 brassard	HeartStart MRx : M3535A, M3536A, 860335, 860338, 863275, 863276, 863278
M1573A CE	Brassard pour adulte, petite taille, codage couleur : tubulure bleu clair Largeur poche : 10,5 cm Longueur poche : 24 cm Circonférence du membre : 20,5 à 28 cm	1 brassard	HeartStart MRx : M3535A, M3536A, 860335, 860338, 863275, 863276, 863278
M1574A CE	Brassard pour adulte, codage couleur : tubulure bleu marine Largeur poche : 13 cm Longueur poche : 28 cm Circonférence du membre : 27 à 35 cm	1 brassard	HeartStart MRx : M3535A, M3536A, 860335, 860338, 863275, 863276, 863278
M1575A CE	Brassard pour adulte, grande taille, codage couleur : tubulure bordeaux Largeur poche : 16 cm Longueur poche : 35 cm Circonférence du membre : 34 à 43 cm	1 brassard	HeartStart MRx : M3535A, M3536A, 860335, 860338, 863275, 863276, 863278



Brassards réutilisables Easy Care à tubulure unique

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
M4552B CE	Brassard pour nourrisson, orange Largeur poche : 5,5 cm Longueur poche : 15 cm Circonférence du membre : 10 à 15 cm	1 brassard	HeartStart MRx : M3535A, M3536A, 863275, 863276, 863278
M4552B5 CE	Brassard pour nourrisson, orange Largeur poche : 5,5 cm Longueur poche : 15 cm Circonférence du membre : 10 à 15 cm	5 brassards	HeartStart MRx : M3535A, M3536A
M4553B CE	Brassard pour enfant, vert Largeur poche : 8 cm Longueur poche : 21,5 cm Circonférence du membre : 14 à 21,5 cm	1 brassard	HeartStart MRx : M3535A, M3536A, 863275, 863276, 863278
M4553B5 CE	Brassard pour enfant, vert Largeur poche : 8 cm Longueur poche : 21,5 cm Circonférence du membre : 14 à 21,5 cm	5 brassards	HeartStart MRx : M3535A, M3536A



Brassards réutilisables Easy Care à tubulure unique (suite)

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
M4554B CE	Brassard pour adulte, petite taille, bleu clair Largeur poche : 10,6 cm Longueur poche : 24 cm Circonférence du membre : 20,5 à 28,5 cm	1 brassard	HeartStart MRx : M3535A, M3536A, 863275, 863276, 863278
M4554B5 CE	Brassard pour adulte, petite taille, bleu clair Largeur poche : 10,6 cm Longueur poche : 24 cm Circonférence du membre : 20,5 à 28,5 cm	5 brassards	HeartStart MRx : M3535A, M3536A
M4555B CE	Brassard pour adulte, bleu marine Largeur poche : 13,5 cm Longueur poche : 30 cm Circonférence du membre : 27,5 à 36 cm	1 brassard	HeartStart MRx : M3535A, M3536A, 863275, 863276, 863278
M4555B5 CE	Brassard pour adulte, bleu marine Largeur poche : 13,5 cm Longueur poche : 30 cm Circonférence du membre : 27,5 à 36 cm	5 brassards	HeartStart MRx : M3535A, M3536A
M4556B CE	Brassard pour adulte, extra-long, bleu marine Largeur poche : 13,5 cm Longueur poche : 30 cm Circonférence du membre : 27,5 à 36 cm	1 brassard	HeartStart MRx : M3535A, M3536A, 863275, 863276, 863278
M4556B5 CE	Brassard pour adulte, extra-long, bleu marine Largeur poche : 13,5 cm Longueur poche : 30 cm Circonférence du membre : 27,5 à 36 cm	5 brassards	HeartStart MRx : M3535A, M3536A
M4557B CE	Brassard pour adulte, grande taille, bordeaux Largeur poche : 17 cm Longueur poche : 38 cm Circonférence du membre : 35 à 45 cm	1 brassard	HeartStart MRx : M3535A, M3536A, 863275, 863276, 863278
M4557B5 CE	Brassard pour adulte, grande taille, bordeaux Largeur poche : 17 cm Longueur poche : 38 cm Circonférence du membre : 35 à 45 cm	5 brassards	HeartStart MRx : M3535A, M3536A
M4558B CE	Brassard pour adulte, grande taille, extra-long, bordeaux Largeur poche : 17 cm Longueur poche : 38 cm Circonférence du membre : 35 à 45 cm	1 brassard	HeartStart MRx : M3535A, M3536A, 863275, 863276, 863278

Brassards réutilisables Easy Care à tubulure unique (suite)

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
M4558B5 CE	Brassard pour adulte, grande taille, extra-long, bordeaux Largeur poche : 17 cm Longueur poche : 38 cm Circonférence du membre : 35 à 45 cm	5 brassards	HeartStart MRx : M3535A, M3536A
M4559B CE	Brassard pour adulte (cuisse), gris Largeur poche : 21 cm Longueur poche : 48 cm Circonférence du membre : 44 à 56 cm	1 brassard	HeartStart MRx : M3535A, M3536A, 863275, 863276, 863278
M4559B5 CE	Brassard pour adulte (cuisse), gris Largeur poche : 21 cm Longueur poche : 48 cm Circonférence du membre : 44 à 56 cm	5 brassards	HeartStart MRx : M3535A, M3536A



Brassards doux, monopatient à usage unique - tubulure unique

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
M4572B CE	Brassard pour nourrisson, orange Largeur poche : 5,5 cm Longueur poche : 15 cm Circonférence du membre : 10 à 15 cm	10 brassards	HeartStart MRx : M3535A, M3536A, 860335, 860338, 863275, 863276, 863278
M4573B CE	Brassard pour enfant, vert Largeur poche : 8 cm Longueur poche : 21,5 cm Circonférence du membre : 14 à 21,5 cm	10 brassards	HeartStart MRx : M3535A, M3536A, 860335, 860338, 863275, 863276, 863278
M4574B CE	Brassard pour adulte, petite taille, bleu clair Largeur poche : 10,6 cm Longueur poche : 24 cm Circonférence du membre : 20,5 à 28,5 cm	10 brassards	HeartStart MRx : M3535A, M3536A, 860335, 860338, 863275, 863276, 863278
M4575B CE	Brassard pour adulte, bleu marine Largeur poche : 13,5 cm Longueur poche : 30 cm Circonférence du membre : 27,5 à 36 cm	10 brassards	HeartStart MRx : M3535A, M3536A, 860335, 860338, 863275, 863276, 863278
M4576B CE	Brassard pour adulte, extra-long, bleu marine Largeur poche : 13,5 cm Longueur poche : 30 cm Circonférence du membre : 27,5 à 36 cm	10 brassards	HeartStart MRx : M3535A, M3536A, 860335, 860338, 863275, 863276, 863278
M4577B CE	Brassard pour adulte, grande taille, bordeaux Largeur poche : 17 cm Longueur poche : 38 cm Circonférence du membre : 35 à 45 cm	10 brassards	HeartStart MRx : M3535A, M3536A, 860335, 860338, 863275, 863276, 863278
M4578B CE	Brassard pour adulte, grande taille, extra-long, bordeaux Largeur poche : 17 cm Longueur poche : 38 cm Circonférence du membre : 35 à 45 cm	10 brassards	HeartStart MRx : M3535A, M3536A, 860335, 860338, 863275, 863276, 863278
M4579B CE	Brassard pour adulte (cuisse), gris Largeur poche : 21 cm Longueur poche : 48 cm Circonférence du membre : 44 à 56 cm	10 brassards	HeartStart MRx : M3535A, M3536A, 860335, 860338, 863275, 863276, 863278



Tubulures d'interconnexion pour brassard de pression

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
M1598B CE	Tubulure pour surveillance de pression non invasive Longueur : 1,5 m	1 câble	HeartStart MRx : M3535A, M3536A, 863275, 863276, 863278
M1599B CE	Tubulure pour surveillance de pression non invasive Longueur : 3,0 m	1 câble	HeartStart MRx : M3535A, M3536A, 860335, 860338, 863275, 863276, 863278



M1599B

Câbles et capteurs de SpO₂

Capteurs à usage unique de SpO₂ Philips

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
M1131A CE	Capteur à clip (doigt) pour adulte/enfant (usage unique) Longueur : 45 cm. Poids du patient : > 20 kg	20 capteurs	Défibrillateurs HeartStart : M3535A, M3536A, M4735A, 860335, 860338, 863276, 863278



M1131A

Capteurs réutilisables de SpO₂ Philips


Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
M1191B CE	Capteur de doigt, pour adulte. Longueur : 2 m Poids du patient : > 50 kg	1 capteur	Défibrillateurs HeartStart : M3535A, M3536A, M4735A, 863276, 863278
M1191BL CE	Capteur de doigt, pour adulte. Longueur : 3 m Poids du patient : > 50 kg	1 capteur	Défibrillateurs HeartStart : M3535A, M3536A, M4735A, 863276, 863278
M1191T CE	Capteur de doigt, pour adulte. Longueur : 0,45 m Poids du patient : > 50 kg	1 capteur	Défibrillateurs HeartStart : M3535A, M3536A, M4735A, 863276, 863278
M1192A CE	Capteur de doigt, pour enfant/adulte, petite taille. Longueur : 1,5 m Poids du patient : 15-50 kg	1 capteur	Défibrillateurs HeartStart : M3535A, M3536A, M4735A, 863276, 863278



M1191B



M1191T



M1192A

Capteurs réutilisables de SpO₂ Philips (suite)

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
M1192T CE	Capteur de doigt, pour enfant/adulte, petite taille. Longueur : 0,45 m Poids du patient : 15-50 kg. Connecteur à 9 broches.	1 capteur	Défibrillateurs HeartStart : M3535A, M3536A, M4735A, 863276, 863278
M1194A CE	Capteur à clip (oreille), pour adulte/enfant. Longueur : 1,5 m Poids du patient : > 40 kg. Connecteur à 8 broches.	1 capteur	Défibrillateurs HeartStart : M3535A, M3536A, M4735A, 863276, 863278
M1195A CE	Capteur de doigt, réutilisable, pour nourrisson. Longueur : 1,5 m Doigt (nourrisson). Poids du patient : 4-15 kg	1 capteur	HeartStart MRx uniquement : M3535A, M3536A, 863276, 863278
M1196A CE	Capteur à clip (doigt), pour adulte/enfant. Longueur : 3 m Poids du patient : > 40 kg. Connecteur à 8 broches.	1 capteur	Défibrillateurs HeartStart : M3535A, M3536A, M4735A, 860335, 860338, 863276, 863278
M1196S CE	Capteur de SpO ₂ à clip, réutilisable, pour adulte (2 m) Câble de 2 m, connecteur Philips, doigt Poids du patient : > 40 kg	1 capteur	Défibrillateurs HeartStart : M3535A, M3536A, M4735A, 863276, 863278
M1196T CE	Capteur à clip (doigt), pour enfant/adulte. Longueur : 90 cm Poids du patient : > 40 kg. Connecteur à 9 broches.	1 capteur	Défibrillateurs HeartStart : M3535A, M3536A, M4735A, 863276, 863278
M1627A CE	Bande de poignet Bandes auto-agrippantes pour capteurs de SpO ₂ M1191B/BL	10 bandes	Capteurs M1191B/BL/T, 860335, 860338



M1194A



M1195A



M1196A

Câbles adaptateurs de SpO₂ pour capteurs Philips

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
M1941A CE	Câble d'extension de SpO ₂ (8 broches) Rallonge les capteurs à 8 broches sur les terminaisons à 8 broches Longueur : 2 m	1 câble	Pour rallonger les capteurs M1191B, M1192A, M1194A, M1195A uniquement, connectés aux défibrillateurs HeartStart : M3535A, M3536A, M4735A, 863276, 863278
M1943A CE	Câble adaptateur de SpO ₂ (8 broches) Permet d'adapter des capteurs à 9 broches sur des terminaisons à 8 broches Longueur : 1 m	1 câble	Capteurs M1191T, M1192T et M1196T uniquement, connectés aux défibrillateurs HeartStart : M3535A, M3536A, M4735A, 860335, 860338, 863276, 863278



M1941A



M1943A

Sondes de température

Sondes de température à usage unique

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
M1837A CE	Sonde de température œsophagienne/rectale, 9 FR Longueur : 91 cm, stérile, surveillance continue Durée de conservation : au moins 12 mois	20 sondes	HeartStart MRx : M3535A option A06, M3536A option A06, M3015A
21090A CE	Sonde de température œsophagienne/rectale, 12 FR Longueur : 91 cm, stérile, surveillance continue Durée de conservation : au moins 12 mois	20 sondes	HeartStart MRx : M3535A option A06, M3536A option A06, M3015A
21091A CE	Sonde de température cutanée, stérile, à usage unique Longueur : 76 cm Durée de conservation : au moins 12 mois	20 sondes par boîte	HeartStart MRx : M3535A option A06, M3536A option A06, M3015A
21093A CE	Sonde-stéthoscope de température œsophagienne, 12 FR Longueur : 51 cm, stérile, surveillance continue Durée de conservation : au moins 12 mois	20 sondes	HeartStart MRx : M3535A option A06, M3536A option A06, M3015A
21094A CE	Sonde-stéthoscope de température œsophagienne, 18 FR Longueur : 51 cm, stérile, surveillance continue Durée de conservation : au moins 12 mois	20 sondes	HeartStart MRx : M3535A option A06, M3536A option A06, M3015A
21095A CE	Sonde-stéthoscope de température œsophagienne, 24 FR Longueur : 51 cm, stérile, surveillance continue Durée de conservation : au moins 12 mois	20 sondes	HeartStart MRx : M3535A option A06, M3536A option A06, M3015A



21090A



21091A



21094A

Sondes de température à usage unique (suite)

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
21096A CE	Sonde-cathéter de Foley, 16 FR Longueur : 43 cm, stérile, surveillance continue Durée de conservation : au moins 12 mois	10 sondes	HeartStart MRx : M3535A option A06, M3536A option A06, M3015A
21097A CE	Sonde-cathéter de Foley, 18 FR Longueur : 43 cm, stérile, surveillance continue Durée de conservation : au moins 12 mois	10 sondes	HeartStart MRx : M3535A option A06, M3536A option A06, M3015A
M2255A CE	Sonde-cathéter de Foley, 14 FR Longueur : 43 cm, stérile, surveillance continue Durée de conservation : au moins 12 mois	10 sondes	HeartStart MRx : M3535A option A06, M3536A option A06, M3015A



21096A



21097A



M2255A

Câbles d'extension pour sonde de température à usage unique

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
21082A CE	Câble d'extension pour sondes de température à usage unique Accepte les jacks 1/8" (connecteur à 2 broches) Longueur : 3 m	1 câble	HeartStart MRx : M3535A option A06, M3536A option A06, M3015A
21082B CE	Câble d'extension pour sondes de température à usage unique Accepte les jacks 1/8" (connecteur à 2 broches) Longueur : 1,5 m	1 câble	HeartStart MRx : M3535A option A06, M3536A option A06, M3015A



21082A

Sondes de température réutilisables pour surveillance continue (conformes à la norme EN12470)

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
21075A CE	Sonde de température œsophagienne/rectale, 12 FR (stérilisable en autoclave) Terminaison à 2 broches, réutilisable Longueur : 3 m	1 sonde	HeartStart MRx : M3535A option A06, M3536A option A06, M3015A
21076A CE	Sonde de température œsophagienne/rectale, 10 FR (stérilisable en autoclave) Terminaison à 2 broches, réutilisable, surveillance continue Longueur : 3 m	1 sonde	HeartStart MRx : M3535A option A06, M3536A option A06, M3015A
21078A CE	Sonde de température cutanée (stérilisable en autoclave) Diamètre de 9,5 mm Terminaison à 2 broches, surface adhésive réutilisable, surveillance continue Longueur : 3 m	1 sonde	HeartStart MRx : M3535A option A06, M3536A option A06, 860335, 860338, M3015A



21075A



21076A



21078A

Fournitures pour DAE

Électrodes externes pour DAE

Électrodes externes pour DAE et adaptateurs

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
M5071A CE	Cartouche d'électrodes SMART pour adulte	1 jeu	HeartStart HS1 Grand Public : M5066A, M5067A, M5068A
M5072A CE	Cartouche d'électrodes SMART pour nourrisson/ enfant	1 jeu	HeartStart HS1 Grand Public : M5066A, M5067A, M5068A
989803139261 CE	Électrodes SMART II	1 jeu	HeartStart FRx : 861304, 861305
989803158211 CE	Électrodes multifonctions HeartStart pour adulte	1 jeu	ForeRunner : E, S, EM Série FR : 940010XX, 940020XX, 940030XX Série FR2 : M3840A, M3841A, M3860A, M3861A
989803158221 CE	Électrodes multifonctions HeartStart pour adulte	5 jeux	ForeRunner : E, S, EM Série FR : 940010XX, 940020XX, 940030XX Série FR2 : M3840A, M3841A, M3860A, M3861A



M5071A



M5072A



989803139261

Électrodes externes pour DAE et adaptateurs (suite)

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
M3870A CE	Électrodes de défibrillation à quantité réduite d'énergie pour nourrisson/enfant	1 jeu	HeartStart FR2+ : M3860A, M3861A
05-10000 CE	Adaptateur pour électrodes Medtronic™	1 adaptateur	989803158211, 989803158221
05-10100 CE	Adaptateur pour électrodes Zoll™	1 adaptateur	989803158211, 989803158221



M3870A



05-10000



05-10100

Accessoires et kits pour DAE

Kit d'intervention rapide pour DAE

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
68-PCHAT	Kit d'intervention rapide	1 kit contenant : 2 paires de gants, 1 masque de RCP, 1 paire de ciseaux, 1 rasoir de préparation, 1 serviette en papier, 1 pochette zippée	HeartStart HS1 Grand Public : M5066A, M5067A, M5068A DAE ForeRunner : E, S, EM HeartStart FR : 940010XX, 940020XX, 940030XX HeartStart FR2 : M3860A, M3861A, M3840A, M3841A HeartStart FRx : 861304, 861305

Accessoires pour DAE

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
989803139311 CE	Clé pédiatrique pour nourrisson/enfant, âgé de moins de 8 ans (< 25 kg)	1 clé	HeartStart FRx : 861304, 861305
M3873A CE	Module d'évaluation de l'ECG FR2+, AAMI	1 module, 1 jeu d'électrodes,	HeartStart FR2+ : M3860A, M3840A
M3874A CE	Module d'évaluation de l'ECG FR2+, CEI	Manuel d'utilisation	HeartStart FR2+ : M3860A, M3840A
989803137771	Électrodes de rechange pour surveillance ECG avec le module d'évaluation de l'ECG	17 paquets de 3 électrodes	Module d'évaluation de l'ECG FR2+ M3873A – AAMI Module d'évaluation de l'ECG FR2+ M3874A – CEI
861476	Posters de sensibilisation à la DAE. 28 x 43 cm (l x H)	4 posters par lot	861304 (FRx), M5066A (861282-HS1 Grand Public), M3860A (861264-FR2), M3861A (861265-FR2)
861478	Pack de signalisation DAE. Pancarte murale signalant un DAE (989803170921), affiche de sensibilisation à la DAE (989803170901) et posters de sensibilisation à la DAE par lot de 4 (861476-anglais). Pancarte murale : 23 x 15 cm (H x p), affiche de sensibilisation : 26 x 11 cm (l x H). Disponible aux États-Unis uniquement	1 lot	FRx (861304), FR2 (M3860A/861264, M3861A/861265), HS1 Grand Public (M5066A/861282)
861477	Dispositif de montage mural et pack de signalisation pour DAE. Montage mural : 27 x 20 x 17 cm (l x H x p) Pancarte murale : 23 x 15 cm (H x p) Affiche de sensibilisation : 26 x 11 cm (l x H) Posters de sensibilisation : 28 x 43 cm (l x H). Disponibles aux États-Unis uniquement.	1 lot	FRx (861304), FR2 (M3860A/861264, M3861A/861265), HS1 Grand Public (M5066A/861282)



989803139311



M3873A

Solutions de gestion des données pour DAE

Cartes PC et accessoires de gestion des données pour DAE

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
M3524A	Lecteur de carte PC	À l'unité	Logiciel CodeRunner : M3831A, M3833A ; Boîtier de carte PC pour HeartStart série FR2 : M3854A ; HeartStart série FR2 : M3860A, M3861A, M3840A, M3841A ;
M3853A CE	Boîtier de carte PC pour DAE	À l'unité	HeartStart FR2 : M3860A, M3861A, M3840A, M3841A
M3854A CE	Carte PC et boîtier	1 carte et 1 boîtier	
SDCF05 CE	Adaptateur de carte PC	1 adaptateur	
989803141811 CE	Logiciel HeartStart Event Review - Licence attachée à l'établissement (PC)	1 CD avec licence	HeartStart FR2 : M3860A, M3861A, M3840A, M3841A HeartStart HS1 Grand Public : M5066A, M5067A HeartStart FRx : 861304, 861305
ACT-IR CE	Câble infrarouge de collecte des données	1 câble	HeartStart HS1 Grand Public : M5066A, M5067A, M5068A HeartStart FRx : 861304, 861305 Logiciel HeartStart Event Review Pro : 861276
M3834A CE	Logiciel HeartStart Event Review – Licence individuelle	1 CD avec licence	HeartStart FR2 : M3860A, M3861A, M3840A, M3841A HeartStart HS1 Grand Public : M5066A, M5067A HeartStart FRx : 861304, 861305

Matériel de formation pour DAE

Matériel de formation pour DAE

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
M5088A	Adaptateur interne pour mannequin	1 jeu	Simulateur HeartStart : M5085A et M5086A (pour les mannequins de RCP/DAE)
M5089A CE	Adaptateur externe pour mannequin	1 jeu	HeartStart HS1 Grand Public : cartouche d'électrodes de simulation pour adulte M5073A et cartouche d'électrodes de simulation pour nourrisson/enfant M5074A
M5093A CE	Électrodes de simulation de recharge, pour adulte, avec scellé remplaçable	1 jeu	HeartStart HS1 Grand Public : M5073A (cartouche d'électrodes de simulation pour adulte)
M5094A CE	Électrodes de simulation de recharge, pour nourrisson/enfant	1 jeu	HeartStart HS1 Grand Public : M5074A (cartouche d'électrodes de simulation pour nourrisson/enfant)
M3855A CE	Chargeur pour FR2 avec Pack de formation et d'administration	1 chargeur	M3864A (Pack de formation et d'administration pour FR2)
M3864A CE	Pack de formation et d'administration pour défibrillateur série FR2	1 jeu	HeartStart FR2 et FR2+ : M3860A, M3861A, M3840A, M3841A
861306 CE	Simulateur HeartStart FRx	Simulateur, mallette, 1 jeu d'électrodes, 1 adaptateur externe pour mannequin. 1 manuel d'utilisation	989803139311 (clé pédiatrique) M5088A (adaptateur interne pour mannequin) M5089A (adaptateur externe pour mannequin) 989803139271 (électrodes de simulation HeartStart II) 989803139291 (électrodes de simulation de recharge II) M5090A (guide de positionnement des électrodes sur les adultes) 989803139281 (guide de positionnement des électrodes sur les nourrissons/enfants)
989803139271 CE	Électrodes de simulation II	1 cartouche	HeartStart FRx : 861304, 861305 Simulateur HeartStart FRx : 861306



M3864A




861306




989803139271

Matériel de formation pour DAE (suite)

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
989803139281 CE	Guide de positionnement des électrodes sur les nourrissons/enfants	1 guide	Simulateur HeartStart FRx : 861306 Simulateur HeartStart : M5085A Simulateur Trainer 2 pour formation à la DAE : M3752A
989803139321	Kit de formation pour les défibrillateurs HeartStart FRx	1 kit (CD et DVD)	HeartStart FRx : 861304, 861305
989803150291	Kit de formation pour les défibrillateurs HeartStart FR2		HeartStart FR2+ : M3860A, M3861A, M3840A, M3841A
07-10900 CE	Électrodes de simulation pour formation à la DAE	1 jeu	M3752A M3840A, M3841A, M3860A et M3861A équipés du Pack de formation et d'administration (M3864A)
07-11000 CE	Mallette de transport pour simulateur Trainer 2 de formation à la DAE	1 mallette	M3752A (Simulateur Trainer 2 pour formation à la DSA)
M3752A CE	Simulateur Trainer 2 pour formation à la DAE	Simulateur FR2 pour formation à la DAE, 1 jeu d'électrodes 07-10900, carte de référence rapide	Électrodes de simulation pour nourrisson/enfant FR2 M3871A, 07-10900, 07-11000, M3753A, M3754A, M3755A, M3756A
M3753A CE	Télécommande pour simulateur Trainer 2 de formation à la DAE	1 télécommande	M3752A (simulateur Trainer 2 de formation à la DAE) M3756A (solution de formation à la DAE "Little Anne")
M3754A CE	Kit de programmation pour simulateur Trainer 2 de formation à la DAE	Logiciel de formation sur CD-ROM, câble de connexion port série	M3752A (simulateur Trainer 2 de formation à la DAE) M3756A (solution de formation à la DAE "Little Anne")
M3755A CE	Électrodes de formation à la DAE pour le mannequin "Little Anne"	1 jeu	M3752A (Simulateur Trainer 2 pour formation à la DSA) M3756A (Solution de formation à la DSA "Petite Anne")
M3756A CE LATEX	Solution de formation à la DAE "Little Anne"	Comprend : simulateur Trainer 2 de formation à la DAE, 1 télécommande, 1 mannequin de formation à la DAE "Little Anne"	Électrodes de formation à la DAE pour le mannequin "Little Anne" M3755A
M3860-97800	Aide-mémoire pour défibrillateur FR2, en anglais	1 aide-mémoire	FR2 : M3860A, M3861A, M3868A, M3840A
M3871A	Électrodes de simulation pour FR2 (pour nourrisson/enfant)	1 jeu	FR2 : M3860A, M3861A, M3840A, M3841A, équipés du Pack de formation et d'administration M3864A M3752A (simulateur Trainer 2 de formation à la DAE)



07-10900



M3871A

Matériel de formation pour DAE (suite)

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
M5066-89100	Kit de formation	1 CD et DVD	HeartStart HS1 Grand Public : M5066A, M5067A
M5066-97800	Aide-mémoire pour défibrillateur HS1 Grand Public	1 aide-mémoire	HeartStart HS1 Grand Public : M5066A, M5067A, M5068A
M5073A CE	Cartouche d'électrodes de simulation pour adulte	1 cartouche	HeartStart HS1 Grand Public : M5066A, M5067A, M5068A
M5074A CE	Cartouche d'électrodes de simulation pour nourrisson/enfant	1 cartouche	Simulateur HeartStart : M5085A
M5085A CE	Simulateur HeartStart	1 mallette, un jeu d'électrodes de simulation réutilisables pour adulte, un adaptateur externe pour mannequin	M5073A, M5074A, M5085-91900, M5087A, M5090A, 989803139281
989803139291	Électrodes de simulation de recharge II	1 jeu	Simulateur HeartStart FRx : 861306
M5090A CE	Guide de positionnement des électrodes sur adulte	1 guide par pack	M5066A, M5068A
NOUVEAU 989803173221	Simulateur HS1, cantonais	À l'unité	M5085A
NOUVEAU 989803173231	Simulateur HS1, chinois traditionnel	À l'unité	M5085A
NOUVEAU 989803173241	Simulateur HS1, chinois simplifié	À l'unité	M5085A
NOUVEAU 989803173341	Simulateur HS1, coréen	À l'unité	M5085A
NOUVEAU 989803173461	Simulateur FRx, cantonais	À l'unité	861306
NOUVEAU 989803173471	Simulateur FRx, chinois traditionnel	À l'unité	861306
NOUVEAU 989803173481	Simulateur FRx, chinois simplifié	À l'unité	861306
NOUVEAU 989803173561	Simulateur FRx, coréen	À l'unité	861306



M5073A



M5074A



M5085A

Batteries

Batteries externes pour DAE

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
989803136291 CE	Batterie destinée à l'aviation pour défibrillateurs série FR2	1 batterie	HeartStart FR2 : M3860A, M3861A, M3840A, M3841A
989803136301 CE	Batterie destinée à l'aviation pour défibrillateurs ForeRunner	1 batterie	DAE ForeRunner : E, S, EM DAE HeartStart FR : 940010XX, 940020XX, 94030XX
989803139301 CE	Batterie destinée à l'aviation pour défibrillateurs FRx	1 batterie	HeartStart FRx : 861304, 861305
BT1 CE	Batterie lithium-dioxyde de manganèse jetable pour ForeRunner	1 batterie	DAE ForeRunner : E, S, EM DAE HeartStart FR : 940010XX, 940020XX, 94030XX
M3848A CE	Batterie lithium-ion rechargeable pour FR2+	1 batterie	HeartStart série FR2+ : M3840A, M3841A, M3860A, M3861A, M3849A
M3849A CE	Chargeur pour batterie lithium-ion rechargeable	1 chargeur	HeartStart série FR2+ : M3840A, M3841A, M3860A, M3861A, M3848A
M3863A CE	Batterie lithium-dioxyde de manganèse longue durée	1 batterie	HeartStart série FR2+ : M3840A, M3841A, M3860A, M3861A
M5070A CE	Batterie d'une durée de vie de quatre ans pour HeartStart	1 batterie	HeartStart HS1 Grand Public : M5066A, M5067A, M5068A FRx : 861304, 861305
989803167281 CE	Module de batterie lithium-ion	1 batterie par pack	Défibrillateur/moniteur HeartStart XL+ 861290



M3848A



M3863A



M5070A


Mallettes, supports et boîtiers pour DAE

Supports/accessoires pour DAE

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
M3857A CE	Support pour montage mural	1 support	HeartStart FRx : 861304, 861305 HeartStart série FR2 : M3840A, M3841A, M3860A, M3861A HeartStart HS1 Grand Public : M5066A, M5067A ForeRunner : E, S, EM
M3859A CE	Scellé de sécurité	1 boîte de 10	HeartStart FRx : 861304, 861305 HeartStart HS1 Grand Public : M5066A ForeRunner : E, S, EM HeartStart série FR : 940010XX, 940020XX, 94030XX HeartStart série FR2 : M3860A, M3861A, M3840A, M3841A Montage mural : M3857A (support pour montage mural) Mallettes : M3868A, M3869A, M5075A, M5076A, YC Boîtiers : PFE7023D, PFE7024D
989803170891	Support pour montage mural pour DAE	1 unité	FRx 861304, FR2 M3860A/861264, M3861A/861265, HS1 Grand Public M5066A/861282
989803170921	Pancarte murale signalant un DAE, rouge	1 pancarte	FRx 861304, FR2 M3860A/861264, M3861A/861265, HS1 Grand Public M5066A/861282
989803170931	Pancarte murale signalant un DAE, verte	1 pancarte	FRx 861304, FR2 M3860A/861264, M3861A/861265, HS1 Grand Public M5066A/861282
989803170901	Affiche de sensibilisation à la DAE, rouge	1 affiche	FRx 861304, FR2 M3860A/861264, M3861A/861265, HS1 Grand Public M5066A/861282
989803170911	Affiche de sensibilisation à la DAE, verte	1 affiche	FRx 861304, FR2 M3860A/861264, M3861A/861265, HS1 Grand Public M5066A/861282



M3857A



M3858A



M3859A

Mallettes/boîtiers de fixation murale pour DAE

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
989803133171	Mallette de transport isolante pour défibrillateur HeartStart	1 mallette	HeartStart FR2 : M3860A, M3861A, M3840A, M3841A
989803136531 CE	Boîtier de base pour défibrillateur	1 boîtier	HeartStart FRx : 861304, 861305 HeartStart série FR2 : M3840A, M3841A, M3860A, M3861A HeartStart HS1 Grand Public : M5066A, M5067A ForeRunner : E, S, EM
989803139251 CE	Mallette de transport pour défibrillateur FRx	1 mallette	HeartStart FRx : 861304, 861305
HC	Mallette de transport semi-rigide pour défibrillateur ForeRunner	1 mallette	ForeRunner : E, S, EM HeartStart série FR : 940010XX, 940020XX, 94030XX
M3868A	Mallette de transport pour défibrillateur série FR2	1 mallette	HeartStart série FR2 : M3840A, M3841A, M3860A, M3861A
M3869A CE	Mallette de transport en vinyle pour défibrillateur série FR2	1 mallette	HeartStart série FR2 : M3840A, M3841A, M3860A, M3861A
M5075A CE	Mallette de transport standard pour défibrillateur HeartStart HS1 Grand Public	1 mallette	HeartStart HS1 Grand Public : M5066A, M5067A, M5068A
M5076A CE	Mallette de transport extra-plate pour défibrillateur HeartStart HS1 Grand Public	1 mallette	HeartStart HS1 Grand Public : M5066A, M5067A, M5068A
M5087A	Mallette de transport de rechange pour simulateur HeartStart	1 mallette	Simulateur HeartStart : M5085A



M3868A



M5076A

Mallettes/boîtiers de fixation murale pour DAE (suite)

Réf. produit	Description	Conditionnement	À utiliser avec
PFE7023D CE	Boîtier de fixation (semi-encasté)	1 boîtier	HeartStart FRx : 861304, 861305 HeartStart série FR2 : M3840A, M3841A, M3860A, M3861A HeartStart HS1 Grand Public : M5066A, M5067A ForeRunner : E, S, EM
PFE7024D CE	Boîtier de fixation (montage sur la surface du mur)	1 boîtier	HeartStart FRx : 861304, 861305 HeartStart série FR2 : M3840A, M3841A, M3860A, M3861A HeartStart HS1 Grand Public : M5066A, M5067A ForeRunner : E, S, EM
YC	Mallette de transport, en plastique étanche	1 mallette	HeartStart FRx : 861304, 861305 ForeRunner : E, S, EM HeartStart série FR : 940010XX, 940020XX, 94030XX HeartStart série FR2 : M3860A, M3861A, M3840A, M3841A, M3854A HeartStart HS1 Grand Public : M5066A, M5067A

Index

05-10000.....	8, 46	989803139271	49	989803174211.....	21, 23
05-10100.....	8, 46	989803139281	50	989803176161.....	19
05-10200.....	8	989803139291	51	989803176171.....	19
		989803139301	52	989803176181	19
07-10900.....	50	989803139311	47	989803176191	19
07-11000.....	50	989803139321	50	989803176541	13
		989803141811	19	989803177901	28
21075A	44	989803147691	18	989803177911	28
21076A	44	989803147711	11	989803177921	30
21078A	44	989803148821	24	989803177931	30
21082A	43	989803150291	50	989803177941	30
21082B	43	989803158061	19	989803177951	16
21090A	42	989803158071	19	989803177961	16
21091A	42	989803158081	19	989803177971	16
21093A	42	989803158091	19	989803177981	16
21094A	42	989803158211	45	989803178001	16
21095A	42	989803158221	45	989803178011	16
21096A	43	989803158661	12	989803178021	16
21097A	43	989803162401	12	989803178031	16
		989803163291	12	989803178041	16
40401A	31	989803166021	7	989803178051	16
40401B	31	989803167281	52	989803178071	16
40401C	31	989803170891	53	989803179101	16
40401D.....	31	989803170901	53	989803179111	16
40401E	31	989803170911	53	989803179121	16
40457C.....	25	989803170921	53	989803179721	28
40457D.....	25	989803170931	53	989803179731	28
453564063841	13	989803171261	12	989803179741	28
453564063851	13	989803171271	7	989803179751	28
		989803171281	15	989803179761	28
		989803171291	15	989803179771	28
68-PCHAT	49	989803171701	13	989803179781	28
		989803172501	15	989803179791	28
861306	51	989803173121	22	989803179801	28
		989803173131	20, 23	989803179811	28
989803133171	56	989803173221	51	989803179821	28
989803136291	54	989803173231	51	989803179831	28
989803136301	54	989803173241	51	989803179841	28
989803136531	56	989803173341	51	989803179851	28
989803137771	49	989803173461	51	989803179861	28
989803138171	25	989803173471	51	989803179871	28
989803138181	25	989803173481	51	989803179881	28
989803139251	56	989803173561	51	989803179891	29
989803139261	47	989803174201	22	989803179901	30

989803179911	30	M1598B	38	M2522A	17
989803179921	30	M1599B	38	M2524A	17
989803179931	30	M1602A	20	M2526A	17
989803179941	30	M1604A	21	M3501A	7
989803179951	30	M1627A	40	M3502A	7
989803180851	29	M1634A	26	M3503A	7
989803180861	30	M1644A	20, 23	M3504A	7
989803180871	15	M1645A	21, 23	M3506A	14
989803181141	28	M1663A	19	M3507A	8
989803181211	28	M1668A	23	M3508A	8
989803181221	29	M1669A	22	M3516A	14
989803181231	29	M1671A	22	M3524A	48
989803181241	29	M1672A	22	M3525A	18
989803181251	29	M1673A	22	M3526A	18
		M1674A	22	M3527A	18
ACT-IR	48	M1675A	22	M3528A	18
		M1678A	22	M3529A	18
BT1	52	M1741A	9	M3537A	13
		M1742A	9	M3538A	14
CPJ840J6	26	M1743A	9	M3541A	15
CPJ84022	26	M1744A	9	M3543A	9
CPJ84026	26	M1781A	8	M3544A	11
CPJ84046	26	M1783A	10	M3549A	13
CPJ84447	26	M1789A	9	M3713A	7
		M1837A	42	M3716A	7
HC	54	M1920A	16	M3717A	7
		M1921A	16	M3718A	7
M1131A	39	M1923A	16	M3719A	7
M1191B	39	M1941A	41	M3725A	8
M1191BL	39	M1943A	41	M3752A	50
M1191T	39	M1949A	19	M3753A	50
M1192A	39	M1968A	20, 23	M3754A	50
M1192T	40	M1971A	21, 23	M3755A	50
M1194A	40	M1973A	20, 23	M3756A	50
M1195A	40	M1974A	21, 23	M3834A	48
M1196A	40	M1976A	20	M3848A	52
M1196S	40	M1978A	21	M3849A	52
M1196T	40	M1979A	20	M3853A	48
M1567A	26	M1984A	21	M3854A	48
M1568A	26	M2202A	24	M3855A	49
M1572A	32	M2255A	43	M3857A	53
M1573A	32	M2271A	26	M3859A	53
M1574A	32	M2272A	26	M3860-97800	50
M1575A	32	M2520A	17	M3863A	52

M3864A	49	M4751A	15
M3868A	54	M4759A	9
M3869A	54	M4761A	12
M3870A	42	M4762A	12
M3871A	51	M4763A	12
M3873A	47	M5066-89100	51
M3874A	47	M5066-97800	51
M4552B	33	M5070A	52
M4552B5	33	M5071A	45
M4553B	33	M5072A	45
M4553B5	33	M5073A	51
M4554B	34	M5074A	51
M4554B5	34	M5075A	54
M4555B	34	M5076A	54
M4555B5	34	M5085A	51
M4556B	34	M5087A	54
M4556B5	34	M5088A	49
M4557B	34	M5089A	49
M4557B5	34	M5090A	51
M4558B	34	M5093A	49
M4558B5	35	M5094A	49
M4559B	35	M5521A	13
M4559B5	35	M5522A	13
M4572B	36	M5523A	13
M4573B	36	M5524A	13
M4574B	36	M5525A	13
M4575B	36	M5526A	10
M4576B	36	M5528A	13
M4577B	36	M5529A	13
M4578B	36	M5530A	18
M4579B	36		
M4606A	24	PFE7023D	55
M4612A	24	PFE7024D	55
M4613A	24		
M4737A	13	SDCF05	48
M4740A	10		
M4741A	10	YC	55
M4742A	10		
M4743A	10		
M4744A	10		
M4745A	9		
M4746A	9		
M4747A	14		
M4748A	8, 10		



© 2013 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés.
Philips Healthcare, une des Activités de Royal Philips

Philips Medical Systems Nederland B.V. se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques et/ou d'arrêter la production de tout produit, à tout moment, et sans obligation de préavis, et ne pourra être tenue pour responsable de toute conséquence de l'utilisation de cette publication.

Imprimé aux Pays-Bas
4522 962 91832 * JUL 2013

Pour nous contacter
www.philips.com/healthcare
healthcare@philips.com

Informations produit
www.philips.com/