



Noms des appareils	Taille de l'écran (cm et inches)		Temps estimé de scan en continu	Options de connectivité	Stockage interne	Type de port USB	Compatibilité Reacts
Samsung Galaxy Tab S4 (Modèle SM-T830)	26,67 cm	10,5 in	5h 30 min	Wi-Fi ou Wi-Fi LTE	64 GB	C	Oui
Samsung Galaxy S9 (SM-G960U1)	14,73 cm	5,8 in	3 h 45 min	Wi-Fi / LTE	32 GB	C	Oui
Samsung Galaxy S9+ (SM-G965U1)	15,75 cm	6,2 in	4 h	Wi-Fi / LTE	64 GB	C	Oui
Samsung Galaxy Note8 (SM-N950U1)	16 cm	6,3 in	3 h 30 min	Wi-Fi / LTE	64 GB	C	Oui
Samsung Galaxy S8 (SM-G950U1)	14,73 cm	5,8 in	3 h 30 min	Wi-Fi / LTE	32 GB	C	Oui
Samsung Galaxy S8+ (SM-G955U1)	15,75 cm	6,2 in	4 h	Wi-Fi / LTE	64 GB	C	Oui
Google Pixel 2 XL	15,24 cm	6,0 in	3 h	Wi-Fi / LTE	64 GB	C	Oui
Panasonic Toughpad FZ-A2	25,64 cm	10,1 in	3 h 30 min	Wi-Fi / LTE	32 GB	C	Oui
Huawei Mediapad M5 (Modèle SHT-W09, SHT-AL09)	27,43 cm	8,4 in	3 h 30 min	Wi-fi ou Wi-Fi / LTE	64 GB	C	Oui
Panasonic Toughpad FZ-B2 (Modèles USB C uniquement)	17,78 cm	7 in	3 h 30 min	Wi-Fi / LTE	32 GB	C	Oui
Samsung Galaxy Tab A-2018 (Modèle SM-T590)	26,67 cm	10,5 in	3h 38 min	Wi-Fi	32 GB	C	Oui
Samsung Galaxy Tab S2 8" (Modèle SM-T713 uniquement)	20,37 cm	8 in	2 h 30 min	Wi-fi	32 GB	B	Oui
Samsung Galaxy Tab S2 9.7" (Modèle SM-TB13 uniquement)	24, 63 cm	9,7 in	3 h	Wi-Fi	32 GB	B	Oui
Samsung Galaxy Note9 (SM-N960U1)	15,75 cm	6,25 in	3h 26 min	Wi-Fi / LTE	128 GB	C	Oui
Nokia 6 (Modèle TA-1003)	13,97 cm	5,5 in	2 h 30 min	Wi-Fi / LTE	32 GB	B	Oui
Huawei Mediapad M5 (Modèle SHT-W09,SHT-AL09)	21,34 cm	8,4 in	3 h 30 min	Wi-fi ou Wi-Fi / LTE	64 GB	C	Oui
Google Pixel 3 / Pixel 3 XL	13,97 cm / 16 cm	5,5 in / 6,3 in	3h 43 min	Wi-Fi	64 GB	C	Oui
Lenovo Smart Tab P10 (Modèle TB-X705F)	25,64 cm	10,1 in	4h 53 min	Wi-Fi	32 GB	C	Oui
Lenovo Smart Tab M10 (Modèle TB-6057)	25,64 cm	10,1 in	3h 43 cm	Wi-Fi	32 GB	C	Oui



* Les appareils de la liste de prise en charge satisfont à tous les critères suivants: 1. test logiciel passé sur le dernier logiciel Lumify, 2. passé test matériel Philips, 3. est facilement disponible auprès du fabricant de l'appareil. Philips ne peut pas tester tous les appareils disponibles sur le marché, donc cette liste représente une gamme d'appareils pour satisfaire une variété de besoins des utilisateurs en ce qui concerne le facteur de forme, le prix, la durée de vie de la batterie et les options de connectivité

*N'est plus pris en charge ***

Noms des appareils	Taille de l'écran (cm et inches)		Temps estimé de scan en continu	Options de connectivité	Stockage interne	Type de port USB
Samsung Galaxy Tab S3 (Modèle SM-T830, SM-T825)	24,64 cm	9,7 in	4h 30 min	Wi-Fi ou Wi-Fi LTE	32 GB	C
Samsung Galaxy View	46,74 cm	18,4 in	5 h	Wi-Fi / LTE	32 GB	B
Google Nexus 6 (pas Nexus 6P)	15,24 cm	6 in	1h 45 min	Wi-Fi / Cellular	32/64 GB	B
NVIDIA SHIELD Tablette (V1)	20,32 cm	8 in	1h 30 min	Wi-Fi	16 GB	B
Samsung Galaxy Tab Active	20,32 cm	8 in	3h 30 min	Wi-Fi	16 GB	B
Samsung Galaxy Tab S	21,59 cm	8,5	2h 15min	Wi-Fi	16 GB	B
Nvidia Shield Tablette K1	20,32 cm	8 in	2h 30 min	Wi-Fi	16 GB	B
Samsung Galaxy Ta S2 8'' (Modèle SM-T710) Pas compatible avec S4-1	20,32 cm	8 in	2h 30min	Wi-Fi	32 GB	B
Samsung Galaxy Tab S2 9.7'' (Modèle SM-T810) Pas compatible avec S4-1	24,64 cm	9,7 in	3 h	Wi-Fi	32 GB	B
Samsung Galaxy Note5	14,48 cm	5,7 in	3h 15 min	Wi-Fi / Cellular	32 GB	B
Samsung Galaxy Tab S	21,59 cm	8,5 in	2h 15 min	Wi-Fi	16 GB	B
Google Naxus 9	22,86 cm	9 in	2 h	Wi-Fi / LTE	16/32 GB	B
Lenovo Yoga Tab 3 (Modèle YT3-850F, P/N#ZA0H0022US, ZA0H0064US)	20,32 cm	8 in	4 h	Wi-Fi	16 GB	B
Lenovo Yoga Tab 3 (Modèle YT3-X50F, P/N#ZA0H0022US, ZA0H0064US)	25,4 cm	10 in	4 h	Wi-Fi	16 GB	B
Samsung Galaxy S7 Edge (SM-G935)	13,97 cm	5,5 in	2h 15 min	Wi-Fi / LTE	32 GB	B
Samsung J7 (Modèle SM-J710)	13,97 cm	5,5 in	4h 15 min	Wi-Fi / LTE	16 GB	B
Huawei Mediapad M3 (Model BTV-W09, BTV-DL09)	21,34 cm	8,4 in	3 h 30 min	Wi-Fi / LTE	32 GB	B

** Les appareils de cette liste représentent des appareils qui, à un moment donné, ont pris en charge le système Lumify, mais ne le font plus pour une ou plusieurs des raisons suivantes: 1. n'a pas réussi le test logiciel sur le dernier logiciel Lumify, 2. n'a pas passé le test matériel Philips, ou 3. n'est plus disponibles auprès du fabricant. Lumify peut toujours fonctionner sur ces appareils, mais en raison des critères ci-dessus, Philips peut plus vérifier la compatibilité Lumify



Liste de compatibilité des périphériques Lumify v 1.8



La compatibilité des tablettes est sujette à changement, et Philips se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Les appareils répertoriés sous «non pris en charge» ne sont pas testés pour être utilisés avec la version actuelle de Lumify de Philips.

