

Liste de compatibilité des périphériques Lumify v 1.8

Tablettes et Smartphones pris en charge *



Noms des appareils	Taille de l'écran (cm et inches)		Temps estimé de scan en continu	Options de connectivité	Stockage interne	Type de port USB	Compatibilité Reacts
Samsung Galaxy Tab S4 (Modèle SM-T830)	26,67 cm	10.5 in	5h 30 min	Wi-Fi ou Wi-Fi LTE	64 GB	C	Oui
Samsung Galaxy Tab A-2018 (Modèle SM-T590)	26,67 cm	10.5 in	3 h 38 min	Wi-Fi	32GB	C	Oui
Samsung Galaxy S10e (SM-G970U)	14,73 cm	5.8 in	4 h 7 min	Wi-Fi / LTE	128 GB	C	Oui
Samsung Galaxy S10 (SM- G973U)	15,49 cm	6.1 in	4 h 3 min	Wi-Fi / LTE	128 GB	C	Oui
Samsung Galaxy S10+ (SM-G975U)	16,26 cm	6.4 in	3 h 34 min	Wi-Fi / LTE	128 GB	C	Oui
Samsung Galaxy S9 (SM-G960U1)	14,73 cm	5.8 in	3 h 45 min	Wi-Fi / LTE	32 GB	C	Oui
Samsung Galaxy S9+ (SM-G965U1)	15,75 cm	6,2 in	4 h	Wi-Fi / LTE	64 GB	C	Oui
Samsung Galaxy Note9 (SM-N960U1)	15,88 cm	6.25 in	3 h 26 min	Wi-Fi / LTE	128 GB	C	Oui
Samsung Galaxy Note8 (SM-N950U1)	16 cm	6.3 in	3 h 30 min	Wi-Fi / LTE	64 GB	C	Oui
Samsung Galaxy S8 (SM-G950U1)	14,73 cm	5.8 in	3 h 30 min	Wi-Fi / LTE	32 GB	C	Oui
Samsung Galaxy S8+ (SM-G955U1)	15,75 cm	6.2 in	4 h	Wi-Fi / LTE	64 GB	C	Oui
Google Pixel 3 / Pixel 3 XL	13,97 cm / 16 cm	5.5 in / 6.3 in	3 h 34 min	Wi-Fi	64 GB	C	Oui
Google Pixel 2 XL	15,24 cm	6.0 in	3 h	Wi-Fi / LTE	64 GB	C	Oui
Lenovo Smart Tab P10 (Modèle TB-X705F)	25,64 cm	10.1 in	4 h 53 min	Wi-Fi	32 GB	C	Oui
Lenovo Smart Tab M10 (Modèle TB-6057)	25,64 cm	10.1 in	3 h 43 min	Wi-Fi	32 GB	C	Oui
Nokia 6 (Modèle TA-1003)	13,97 cm	5.5 in	2 h 30 min	Wi-Fi/ LTE	32 GB	B	Oui
Samsung Galaxy Tab S2 9.7" (Modèle SM-T813 uniquement)	24, 63 cm	9.7 in	3 h	Wi-Fi	32 GB	B	Oui
Samsung Galaxy Tab S2 8" (Modèle SM-T713 uniquement)	20,37 cm	8 in	2 h 30 min	Wi-Fi	32 GB	B	Oui
Panasonic Toughpad FZ-A2	25,65 cm	10.1 in	3 h 30 min	Wi-Fi/ LTE	32 GB	C	Oui
Panasonic Toughpad FZ-B2 (Modèles USB C uniquement)	17,78 cm	7 in	3 h 30 min	Wi-Fi / LTE	32 GB	C	Oui

