



Traumhaft **einfach**, **einfach** Amara Gel

Philips Respiration Amara Gel – Mund-Nasen-Maske

Moderne Gel-Technologie ermöglicht weicheren, verbesserten Tragekomfort – damit Ihre Patienten ihren verdienten Schlaf bekommen.

Für die medizinische Fachkraft

- Vier Größen passen für über 95 % der Patientengesichter – Amara Gel unterstützt Sie dabei, jedes Mal mit dem ersten Griff die richtige Größe auszuwählen.
- Das Gel-Maskenkissen ist austauschbar mit dem Amara Silikon-Maskenkissen – verdoppeln Sie Ihre Chance auf Therapieerfolg.
- Moderne Gel-Technologie sorgt für Anpassung an die Konturen des Gesichts und bietet hervorragende Abdichtung und hohen Tragekomfort.
- Gefertigt aus transparenten Materialien, fördert unsere kleinste und leichteste Gel-Mund-Nasen Maske die Therapieakzeptanz und langfristige Adhärenz.

Für den Patienten

- Das weiche Gel-Maskenkissen ermöglicht verbesserten Tragekomfort und fördert einen gesunden Schlaf.
- Die Maskenkissen-Befestigung mit nur einem „Klick“ gibt Ihrem Patienten die Sicherheit, dass die Amara Gelmaske ordnungsgemäß montiert ist.
- Bei nur vier Komponenten erfolgen Zusammenbau und Reinigung schnell und einfach, sodass Ihre Patienten mehr Zeit für die Dinge haben, die Ihnen wichtig sind.
- Das kleine, leichte sowie transparente Design wirkt weniger einschüchternd auf Ihre Patienten.



Silikon- und Gel-Maskenkissen gegeneinander austauschbar

Moderne Gel-Technologie passt sich gleich an die Gesichtskonturen an

Maskenkissen-Befestigung mit nur einem „Klick“
Schnelle und sichere Montage

Quick-Clips für das Kopfband verringern die Notwendigkeit für wiederholtes Anpassen des Kopfbandes



Leicht gleitender Einstellmechanismus der Stirnstütze bietet 10 auswählbare Positionen zur Feineinstellung der Abdichtung und des Maskensitzes

Kleiner und leichter Maskenrahmen
Weniger einschüchternd für Patienten

Um 360° drehbares Anschlussstück mit drehbarem Schnellverschluss und abgewinkelten Mikro-Ausatemöffnungen für einen leisen Betrieb

Bestellinformationen

Artikel	Größe	Artikelnr.
Amara Gel-Maske mit Ausatemventil		
Amara Gel-Maske mit kleinerem Maskenrahmen (RS) und kleinerem Kopfband (RS)	P	1090420
Amara Gel-Maske mit kleinerem Maskenrahmen (RS) und kleinerem Kopfband (RS)	S	1090421
Amara Gel-Maske mit kleinerem Maskenrahmen (RS) und Standard-Kopfband	M	1090425
Amara Gel-Maske mit kleinerem Maskenrahmen (RS) und Standard-Kopfband	L	1090426
Amara Gel-Maske ohne Ausatemventil		
Amara Gel-Maske SE mit kleinerem Maskenrahmen (RS) und kleinerem Kopfband (RS)	P	1090430
Amara Gel-Maske SE mit kleinerem Maskenrahmen (RS) und kleinerem Kopfband (RS)	S	1090431
Amara Gel-Maske SE mit kleinerem Maskenrahmen (RS) und Standard-Kopfband	M	1090435
Amara Gel-Maske SE mit kleinerem Maskenrahmen (RS) und Standard-Kopfband	L	1090436

Um mehr als 50 % weicher als die Amara Silikon.

Die Amara Gel verbessert den Tragekomfort an den empfindlichen Bereichen, beispielsweise dem Nasenrücken.

