



Sami, der Seehund-

Ein treuer Freund für die Inhalationstherapie

Ein freundliches Gesicht

Der Kompressor Sami, der Seehund vereint kindgerechte Gestaltung mit unserem hoch effizienten SideStream-Vernebler. Durch das freundliche Design und die schnelle Verabreichung der Medikamente, steigt die Bereitschaft der Kinder zu inhalieren.

Robust und zuverlässig

Wir haben Sami entwickelt, um für die Patienten eine robuste und zuverlässige Therapie im Krankenhaus und auch zu Hause bieten.

Wichtigste Merkmale

- Mit Gesichtsmaske Tucker, die Schildkröte
- Kombiniert mit der bewährten SideStream-Technologie
- Robuste Ausführung für den Einsatz im Krankenhaus und zu Hause

Hilfsmittelnummer 14.24.01.0118
PZN 01291896

PHILIPS
RESPIRONICS



Der Druckluftvernebler Sami, der Seehund vereint Leistungsstärke und Zuverlässigkeit mit einem kinderfreundlichen Design – und bietet so eine Therapieform, die Kinder gerne anwenden.

Aerosolcharakteristika

MMAD (medianer Massendurchmesser)	2,78 µm
FPF <5µm (Massenanteil)	78,2 %

Tests wurden mit dem Sami- Kompressor (Flow: 15 l/min), dem wiederverwendbaren SideStream und Salbutamollösung durchgeführt.*



Einfach freundlich.

Sami ist auf Dauerbetrieb ausgelegt und somit geeignet für den häufigen Einsatz im Krankenhaus oder zu Hause.

SideStream wiederverwendbarer Vernebler

SideStream kann für die meisten Beatmungsmedikationen verwendet werden und ermöglicht die rasche und effiziente Medikamentenverabreichung. SideStream ist mit einer Venturi-Düse ausgestattet, die die durch den Kompressor erzeugte Durchflussgeschwindigkeit der Luft erhöht und so die Verabreichungszeit für eine Medikamentendosis verringert.*



Pädiatrische Gesichtsmaske Tucker, die Schildkröte

Das Design dieser pädiatrischen Gesichtsmaske trägt dazu bei, die Ablagerung von Aerosol in den und um die Augen herum zu verringern.*

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung	Bestellnummer
Sami, der Seehund Kompressor, 230 V 50 Hz, Eurostecker	1093268
Einlassfilter, 5er Pack	1083128
Tragetasche	1099821

Produktspezifikationen

Temperaturüberwachung	Rücksetzbare thermische Sicherung; Funktionstemperatur 130 °C
Durchfluss	6 l/min bei 10 psi (690 mbar)
Maximaldruck	29~43,5 psi (2~3 bar)
Abmessungen (L x B x H):	267 mm x 155 mm x 226 mm
Gewicht	1,6 kg
Betriebsmodus	Dauerbetrieb
Gewährleistung	3 Jahre

SideStream, Sami the Seal und Tucker the Turtle sind Marken von Koninklijke Philips N.V. und verbundener Unternehmen, alle Rechte vorbehalten.

* Daten sind hinterlegt bei Philips Respironics.

Bitte besuchen Sie uns unter www.philips.de/respironics



© 2014 Koninklijke Philips N.V. Alle Rechte vorbehalten.

Philips Healthcare behält sich das Recht vor, ein Produkt zu verändern oder die Herstellung zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung oder Verpflichtung einzustellen und haftet nicht fuer Folgen, die aus der Verwendung dieser Publikation entstehen.

Broudy AM 7/xx/14 MCI 4105245 PN 1103552

Philips Healthcare ist ein Unternehmen der Royal Philips

Philips Respironics Deutschland
+49 8152 9306 0

Philips Respironics Schweiz
+41 6 27 45 17 50

Respironics Respiratory Drug Delivery (UK) Ltd
Chichester Business Park, City Fields Way
Tangmere, Chichester, PO20 2FT UK

Kundendienst

www.philips.de/respironics