



PHILIPS

Maternidad
y Salud de la Mujer

La mejor atención
para quien mejor nos cuida

En Philips sentimos gran orgullo al poder ofrecer una solución completa de calidad desde el embarazo hasta el nacimiento de este bebé tan especial para todos los que lo acompañan.

Conoce aquí nuestra línea de maternidad para antes y después del nacimiento.


innovación ✨ tú



EPIQ 7 G

La nueva era de la ecografía Premium

- Transductores xMATRIX con la característica única Live xPlane
- Arquitectura nSIGHT: independencia entre la resolución espacial y la resolución temporal, con un enfoque uniforme en toda la imagen
- Inteligencia Anatómica: mediciones automatizadas con nueva información clínica
- Ergonomía reinventada: navegación con pantalla táctil estilo Tablet con imágenes en tiempo real
- Transductor Lineal de 18 MHz
- Elastografía Strain y Shear Wave
- 4D Obstétrico de alta definición con STIC fetal y Fetal Heart Navigator
- Personalización y flexibilidad en la preparación de informes para todas las aplicaciones
- Imagen Panorámica en 3D




*algunos elementos son opcionales

EPIQ 5

Estableciendo el estándar de ultrasonidos Premium

- Personalización y flexibilidad en la preparación de informes para todas las aplicaciones
- Tecnología de Transductores PureWave®
- Arquitectura nSIGHT: independencia entre la resolución espacial y la resolución temporal, con un enfoque uniforme en toda la imagen
- Inteligencia Anatómica: mediciones automatizadas con nueva información clínica
- Ergonomía reinventada: navegación con pantalla táctil estilo Tablet
- 4D Obstétrico de alta definición con STIC fetal y Fetal Heart Navigator
- Elastografía Strain y Shear Wave

*algunos elementos son opcionales




Affiniti 70

El ultrasonido que supera tus expectativas

- Personalización y flexibilidad en la preparación de informes para todas las aplicaciones
- Tecnología de Transductores PureWave®
- Elastografía Strain y Shear Wave
- Transductores intercambiables con Affinity 50, CX50, EPIQ 5 y EPIQ 7
- Ergonomía reinventada: navegación con pantalla táctil estilo Tablet y la batería para modo de hibernación, ideal para la cabecera
- Inteligencia Anatómica 2D: mediciones automatizadas con nueva información clínica
- 4D Obstétrico de alta definición con STIC fetal y Fetal Heart Navigator

*algunos elementos son opcionales





Affiniti 50

El ultrasonido que entiende tus necesidades

- Personalización y flexibilidad en la preparación de informes para todas las aplicaciones
- Elastografía Strain de alta sensibilidad
- Ergonomía reinventada: navegación con pantalla táctil estilo Tablet y la batería para modo de hibernación, ideal para la cabecera
- Inteligencia Anatómica 2D: mediciones automatizadas con nueva información clínica
- 4D Obstétrico de alta definición con STIC fetal y Fetal Heart Navigator


*algunos elementos son opcionales



ClearVue 850

Diseño Inteligente

- Elastografía Strain de alta sensibilidad
- FloVue, software propiedad de Philips para la mejor visualización de vasos de alta y baja intensidad de flujo
- Nuevo transductor lineal L12-5 con apertura de 38mm
- Ergonomía y comodidad con el ajuste de altura del panel de control
- Imagen 4D con índice de volumen de 50 volúmenes/segundo
- Auto Face Reveal®
- STIC fetal
- Teclado con atajo para aplicaciones de Ginecología y Obstetricia
- Transductores con la tecnología Active Array®
- Herramientas de optimización de imagen y mejora del flujo de trabajo
- Bajo consumo de energía y disipación de calor




*algunos elementos son opcionales

ClearVue 650

Enfoque en la Salud de la Mujer

- Nuevo transductor lineal L12-5 con apertura de 38mm
- FloVue, software propiedad de Philips para la mejor visualización de vasos de alta y baja intensidad de flujo
- Imagen 4D con índice de volumen de 50 volúmenes/segundo
- Transductores con la tecnología Active Array®
- Auto Face Reveal®
- STIC fetal
- Datos Nativos Activo
- Herramientas de optimización de imagen y mejora del flujo de trabajo
- Equipo liviano y ergonómico
- Bajo consumo de energía y disipación de calor

*algunos elementos son opcionales




ClearVue 350

Practicidad en tu día a día

- Nuevo transductor lineal L12-5 con apertura de 38mm
- Imagen 4D con índice de volumen de 50 volúmenes/segundo
- Transductores con la tecnología Active Array®
- Herramientas de optimización de imagen y mejora del flujo de trabajo
- Datos Nativos Activos
- Equipo ligero
- Bajo consumo de energía y disipación de calor
- 3 puertas activas

*algunos elementos son opcionales




CX50 2D

Estableciendo el estándar de ultrasonidos portátiles

- Tecnología de Transductores PureWave®
- Imagen armónica de pulso invertido
- Datos Nativos Activos
- Dos opciones de ruedas para el transporte (Básica y Multi Puertas)
- Transductores intercambiables con Affiniti 70, EPIQ 5 y EPIQ 7

*algunos elementos son opcionales





Avalon FM 20 y FM30

Más razones para confiar

Interfaz de comunicación a través de LAN

Envío de datos con la posibilidad de comunicación con el sistema de gestión hospitalaria mediante protocolo de comunicación HL7.

Memoria interna

Permite el almacenamiento automático de pruebas para una futura consulta o impresión.

Monitoreo fetal y materna completa

Permite un monitoreo completo de los parámetros maternos como ECG, SPO₂, PNI y Temperatura y los parámetros fetales invasivos y no invasivos.

Monitoreo materno y fetal durante el transporte

Con batería opcional.

Transductores ergonómicos con interfaz plug and play

Con el ajuste automático de la pantalla.

Pantalla intuitiva sensible al tacto

Para facilidad de uso.

Pantalla a color de 6.5"

Con un número y gráficos grandes.

Monitoreo Trigemelares

Tecnología Avanzada Opcional.

Transductores inteligentes

Evaluación independiente del pulso materno y fetal, con la evaluación en varios canales para la detección de la frecuencia cardíaca idéntica.

Transductores inalámbricos con transmisión a través de WiFi

La tecnología de transmisión inalámbrica a través de WiFi permite una mayor movilidad para la madre haciendo el parto más humano y confortable.



Más ventajas

- Detección automática de Canal Cruzado con Smart Pulse.
- La batería opcional permite el monitoreo continuo durante el transporte materno.
- La familia de monitores fetales Avalon permite el monitoreo de trillizos en un solo monitor.



PHILIPS
AVENT

Mamá y bebé

Marca
Nº1
recomendada
por las madres*

0%
BPA

El mejor comienzo para una vida saludable

Con 30 años de experiencia, Philips AVENT ha desarrollado productos que satisfacen las diversas necesidades de las madres y sus hijos en todo el mundo. Son productos que se inspiran en el desarrollo natural del niño, concebidos después de extensas investigaciones, estudios clínicos y la opinión de las propias madres.

Ofrecemos una línea completa de productos para la lactancia materna, la nutrición, los cuidados de la salud y la seguridad en cada etapa de la vida del bebé. Nuestros productos son intercambiables, libres de Bisfenol-A, prácticos y seguros.

*Basado en encuesta de satisfacción en línea realizada por TNS en diciembre de 2012, con 22,000 mujeres/usuarios de productos de la categoría mamá y bebé en los EE.UU., Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda, Rusia y China





Mantenerse al día con las noticias

accede www.centralamerica.philips.com/healthcare



www.facebook.com/PhilipsCentroAmerica



[@PhilipsCentroAmerica](https://twitter.com/PhilipsCentroAmerica)



www.linkedin.com/company/philips

Contáctenos:



Conéctate con Philips: www.centralamerica.philips.com/healthcare
www.facebook.com/PhilipsCentroAmerica
[@PhilipsCentroAmerica](https://www.linkedin.com/company/philips)
www.linkedin.com/company/philips
0800 701 7789 Customer Care Solution Center