


Recyclingpass

Bezeichnung:	Height Adjustable Trolley	
Codenummer:	9890 010 87311	
Ordernummer		
Geräteart:	B2B Business to business (Produkte für den gewerblichen Bereich)	
Hersteller:	Name:	Philips Medical Systems Hamburg
	Anschrift:	Röntgenstrasse 24
	Postleitz.:	22335 Hamburg
	Land:	Deutschland
	Web-Info:	www.philips.pms.recycleinfo.com
Gesamtgewicht (in kg)		133,5 kg
davon		
Stahl, Eisen		
	Stahl, niedrig legiert (<5%)	85,8kg
	Stahl, hoch legiert (>5%)	4,1kg
Nichteisenmetalle und -Legierungen		
	Aluminium, -Legierung	2,86kg
Plastik/Nichtmetalle/Organische Substanzen		
	Thermoplaste	4,0kg
	Duroplast	0,0kg
	Elastomere	0,02kg
	Hydrauliköl	0.6kg
Batterien		
	Batterien, Lithium	0,0kg
Standardteile		
	Befestigungsteile	2,4kg
	Bestückte Leiterplatten	0,0kg
	Motoren, Pumpen	3,5kg
	Kabel	0,0kg
	Sonstige Elektrobaugruppen	0,0kg
	Netzteile, Transformatoren	0,0kg
	Raeder / Lenkrollen	7,2kg
	Tischplatten	23,0kg

Recycling-Information		
Allgemeine Risiken (Desinfektion)	<p>Für die Zerlegung des Medizinproduktes verweisen wir auf die Beachtung der erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen gemäß der Biostoffverordnung (BioStoffV). Verordnungstext: www.bgfe.de > Prävent Gesetze und Verordnungen > Biostoff V</p> <p>Das Medizinprodukt ist für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bzw. die risikofreie Benutzung an Patienten durch den professionellen Nutzer regelmäßig dekontaminiert worden. Trotz dieser Maßnahmen kann das Produkt am Ende der Nutzungsdauer an schwer zugänglichen Stellen mit biologischem Risikomaterial verunreinigt sein. Biologisches Risikomaterial ist definiert als visuell nachweisbare Kontamination mit Körpersekreten wie Blut, Urin, Erbrochenem, Fäkalien und Eiter, welche bei Kontakt Infektionskrankheiten hervorrufen können.</p> <p>Wir weisen deshalb auf die nach Biostoffverordnung erforderliche Notwendigkeit einer arbeitsmedizinischen Vorsorge für die bei der Entsorgung beteiligten Personen, die mit kontaminierten Material in Kontakt kommen können, hin. Dazu gehören neben der Verwendung von Schutzkleidung wie z.B. flüssigkeitsdichten Handschuhe insbesondere auch die arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung nach berufsgenossenschaftlichem Grundsatz G42 einschließlich der Schutzimpfung gegen das Hepatitis B-Virus.</p>	
Gefährliche Stoffe  Entfernen !	Stoff:	Ort
	keine	
Batterien  Entfernen !	Art:	Ort
	keine	
Besondere Hinweise 	Teil	Ort
	keine	
Flüssigkeiten/Gase 	Teil	Ort
	Hydrauliköl aus den Systemen vor der Zerlegung entfernen	
	1. Hydraulikhubzylinder	Bild 1
	2. Hydrauliksystem für Bremse	Bild 2

Einbauorte wie im Pass angeführt (Bildinformation)




Bild1



Bild 2